

Unser Lächeln hilft



Gesundheit & Lebensqualität

Hilfsmittel für Ihr Wohlbefinden





Herausgegeben von

Sanitätshaus Aktuell
Unser Lächeln hilft



Sanitätshaus Aktuell AG

Auf der Höhe 50 · 53560 Vettelschoß · Telefon: +49 2645 95 39-0 · Telefax: +49 2645 95 39-90

www.sani-aktuell.de · info@sani-aktuell.de

Ausgabe: 04/2026

Unser leistungsstarker Partner für das gesamte Versorgungsspektrum im Hilfsmittelbereich

Wir sind Mitglied im Verbund der Sanitätshaus Aktuell AG: Ihr bundesweit präsender Partner für Rehabilitation, Homecare, Sanitätshausbedarf und Orthopädietechnik. Gemeinsam mit allen Sanitätshäusern mit dem Lächeln setzen wir neue Maßstäbe in der Hilfsmittelversorgung.

Als Mitgliedsbetrieb der Sanitätshaus Aktuell AG bilden wir die Verbindung zwischen klinischer und ambulanter Versorgung. Gleichzeitig sind wir Ansprechpartner für Patienten, Angehörige, Ärzte, Krankenhäuser, Altenheime sowie Pflegedienste und Krankenkassen.

Seit über 40 Jahren legen wir großen Wert auf einen engen, regelmäßigen Austausch innerhalb unserer Gruppe und schaffen in einer vertrauensvollen Atmosphäre Raum für Innovation und Fortschritt. Unsere Werte und Visionen sind die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft der Hilfsmittelversorgung.

#gemeinsamstark



» Über 8.000 Fachkräfte
an mehr als
700 Standorten «



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Unser leistungsstarker Partner	3
Inhaltsverzeichnis	5
Unser Service	64
Notizen	66

Mobilität & Bewegung

Rollatoren und Zubehör	6
Elektro-Mobile und Zubehör	17
Rollstühle und Zubehör	20
Elektrollstühle	26
Treppensteiger	28
Bewegungstrainer	29

Wohnumfeld

Gesundes Schlafen	31
Pflegezimmer und Zubehör	34
Transfer und Lagern	39
Dusch- und WC-Hilfen	40
Haltegriffe	40

Gesundheit & Fitness

Körperliche Fitness	43
Muskelaufbau und Schmerztherapie	44
Moderne Gesundheitstechnik	44
Wärmetherapie	48

Alltag & Versorgung

Hilfsmittelboxen	51
Reise-, Vital- und Wellnessstrümpfe	52
Bandagen und Orthesen	54
Bequem- und Therapieschuhe	58
Inkontinenzhilfen	60
Hautpflege	62



**Nichts hält mobiler
als Bewegung**

Mobilität und Bewegung

Mobilität bedeutet Lebensqualität – sie schafft Unabhängigkeit, Sicherheit und neue Freiräume im Alltag. Moderne Hilfsmittel unterstützen dabei, aktiv zu bleiben und gewohnte Wege selbstbestimmt zu gestalten – ob in den eigenen vier Wänden, beim Einkauf oder unterwegs in der Natur. Innovative Technik, durchdachtes Design und hoher Komfort tragen dazu bei, Bewegung leichter und angenehmer zu machen. So entstehen Lösungen, die individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und ein Plus an Flexibilität ermöglichen.



©DIETZ GmbH - Alle Rechte vorbehalten

MOBILITÄT & BEWEGUNG



REHASENSE

PIXEL - Der Begleiter für zu Hause

PIXEL wurde speziell für Innenbereiche konzipiert. Der stylische Rollator mit dem patentierten „Click & Safe“-Verschluss verfügt über ein großes Tablett und kann bei Bedarf auch als praktischer Beistelltisch genutzt werden. Die stoßabsorbierenden PUR-Softräder und der innovative Flex-Rahmen erleichtern das Überwinden von kleinen Hindernissen wie Türschwellen.

- Gesamtgewicht: 5,2 kg
- Belastbarkeit: bis 110 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
PRBRL700	Toffee & Braun
PRWBL700	Schwarz & Weiß
PRCBL700	Schwarz & Champagner

RUSSKA

Trust Care Wohnraum-Rollator Let's Dream

Der Indoor-Rollator Let's Dream wurde speziell für die Anwendung im Wohnbereich entwickelt. Er ist besonders schmal und wendig und lässt sich auch mit nur einer Hand manövrieren. Platzsparend zusammenfaltbar, mit einer Breite von nur 55 cm, lässt er sich auch auf engstem Raum einsetzen. Auch als Servierwagen oder als praktischer Tisch vor einer Sitzgelegenheit einsetzbar. Gummierter Schrauben zur leichten Höhenverstellung der Griffe. Die Bremskabel sind im Rahmen integriert, um sich nicht an Möbelstücken zu verfangen.

- Durchgängiger Hand- und Bremsgriff
- Einfacher Faltmechanismus für platzsparende Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung
11449400	55 cm breit



REHAFORUM

Actimo® Arthro

Ein Rollator speziell für Personen, die aufgrund einer rheumatischen Erkrankung oder Arthritis in den oberen Gliedmaßen eine bequeme Haltung der Arme und Hände sowie eine leicht anzuwendende Bremsfunktion benötigen. Er ist höhenverstellbar und der Abstand zwischen Armauflage und Bremse ist je nach Armlänge individuell einstellbar. Die gepolsterten Auflagen vermitteln Komfort und Sicherheit. Die Sitzfläche ermöglicht Ihnen auch eine längere Sitzpause. Zur Grundausstattung gehören eine Tasche, ein Gehstockhalter und der Rückengurt. Ausschließlich für die Nutzung auf ebenen Böden im häuslichen Gebrauch geeignet. Empfohlene Körpergröße 165 - 190 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung
13427929	Gewicht 9,1 kg / Belastbarkeit 136 kg



REHASENSE

Athlon SL

In vier Farben
erhältlich:



Der Carbon-Bestseller

ATHLON SL ist einzigartig in seiner Klasse. Er gilt als einer der sichersten, stabilsten und leichtesten Carbon-Rollatoren auf dem Markt. Das zeitlose und stilvolle Rahmen-design ist inspiriert von dem puristischen Stil des Danish Designs und vereint hohe Design- und Ingenieurskunst auf einzigartige Weise. Egal ob in der Stadt, im Park oder in der Oper - der ATHLON SL ist ein ästhetischer, mobiler Begleiter im Alltag. Mit TPE- oder Komfort-Softbereifung erhältlich. **Belastbarkeit:** bis 150 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
CRBKS500*	Carbonschwarz / S / 5 kg
CRBKM550*	Carbonschwarz / M / 5,1 kg
CRBKL600*	Carbonschwarz / L / 5,2 kg

*TPE-Bereifung

Athlon HD

Der Carbon-XL-Klassiker

Speziell für kraftvollere Silhouetten konzipiert. Er beruht auf dem Carbon-Bestseller ATHLON SL. ATHLON HD ist mit einer doppelten Kreuzstrebe versehen und bis 200 kg belastbar. Er gilt als einer der sichersten, stabilsten und leichtesten Carbon-Rollatoren auf dem Markt. Die Formsprache des Rahmens ist puristisch, zeitlos und geschmackvoll - typisch für das Danish Design. Mit TPE- oder Komfort-Softbereifung erhältlich.

Belastbarkeit: bis 200 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
CRBKL700	5,8 kg ^(exkl. Einkaufstasche)



Leichtigkeit und Stabilität durch Carbon-Technologie

Ab 4,8 kg leicht

REHAENSE

XEON - Carbon-Rollator

Der Leichteste seiner Klasse

Stabilität und Schlichtheit vereint

Carbonfasern verleihen dem XEON seine Stabilität. Trotz seines geringen Eigengewichts¹ von nur 4,8 kg ist der XEON bis 150 kg Benutzergewicht belastbar. Farblich schlicht gehalten in der Farbe Carbonschwarz kann er geschlechterunabhängig genutzt werden und passt zu jedem Outfit. Mit TPE- oder Komfort-Softbereifung erhältlich.

Einfacher und leichter Transport

Durch das geringe Gewicht des XEONs, den einfachen „Click & Safe“-Verschluss und sein schmales Falmaß von nur 22 cm Breite kann er ideal im Auto oder in der Wohnung platzsparend verstaut werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung
XRBM55SA	M ¹
XRBM55SAU	M Komfort
XRBL60SA	L
XRBL60SAU	L Komfort

REHAENSE

XEON Premium Alu

Aluminium-Leichtgewichtrollator

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet
- Leicht verstellbare Griffhöhe und ergonomische Handgriffe

Technische Daten:

- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Gewicht: M 6.4 kg, L 6.7 kg
- Griffhöhen: M 72 - 85 cm, L 80 - 100
- Sitzbreite: 46 cm
- Sitzhöhen: M 54 cm, L 63 cm
- Breite gesamt: 62 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung
LRMRM55SAU	M rot
LRSGM55SAU	M anthrazit
LRML60SAU	Xeon Alu Premium Gr. L, rot
LRGL60SAU	Xeon Alu Premium Gr. L, anthrazit



Einhändig bedienbare Einkaufstasche mit praktischem Magnetverschluss



16 Sicherheitsreflektoren in allen Richtungen für optimale Sichtbarkeit im Straßenverkehr





SUNRISE MEDICAL

Gemino 30 Carbon

Der Gemino 30 Carbon ist ein besonders leichter Rollator mit elegantem Design und patentiertem Falt-Klick-System. Dank des geringen Gewichts lässt er sich einfach anheben, transportieren und auch in engen Räumen sicher manövrieren – ideal für Alltag und Reisen. Mit seinem Carbon-Rahmen ist er extrem stabil und gleichzeitig sehr leicht. So bietet der Rollator trotz seines geringen Gewichts jederzeit ein sicheres Fahrerlebnis – auch auf Kopfsteinpflaster oder unebenen Wegen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
71000900	30 Carbon
71000950	30 M Carbon



SUNRISE MEDICAL

Gemino 30

Das Original – 100 % Rollator

Er setzt Maßstäbe in Qualität, Komfort und Bedienungsfreundlichkeit. Erstklassige Materialien machen ihn zum absoluten Leichtgewicht bei höchster Stabilität und maximaler Belastbarkeit bis zu 150 kg. Rundum integrierte Reflektoren sorgen für vorbildliche Sicherheit. Der Öko-Test-Testsieger ist in mehreren attraktiven Farben erhältlich!



Artikel-Nr.	Beschreibung
7100000	30 / SH 62 cm
7100200	30 M / SH 55 cm
7100100	30 S / SH 48 cm



SUNRISE MEDICAL

Gemino 30 Parkinson

Speziell entwickelter Rollator für Menschen mit Parkinson

Wir haben unsere Rollatoren-Familie für Sie verbessert. Alle neuen Funktionen und Verbesserungen hier auf einen Blick: Manche Leute brauchen ein wenig zusätzliche Hilfe, um sicher gehen zu können. Für Menschen mit Parkinson haben wir daher einen auf diese speziellen Bedürfnisse zugeschnittenen Rollator entwickelt. Mit dem Gemino 30 Parkinson können Sie sich sicher bewegen - und strahlen dies auch aus!

Artikel-Nr.	Beschreibung
7100070	30 Parkinson
7100270	30 M Parkinson

SUNRISE MEDICAL

Gemino 60

Ultimativer Komfort und Sicherheit – auf jedem Terrain!

Let's go! Der Gemino 60 ist der perfekte Begleiter für Ihren aktiven Lebensstil - leicht und dennoch absolut stabil. Mit seinen extragroßen weichen Rollen können Sie draußen bequem und sicher gehen, auch auf unebenem Gelände. Ob eine Tour durch die gepflasterten Straßen in der Altstadt, ein Spaziergang im Wald oder das Überwinden von Hindernissen in Ihrem Haus: Mit dem Gemino 60 wird alles viel einfacher.

Artikel-Nr.	Beschreibung
7160000	60
7160200	60 M



SUNRISE MEDICAL

Gemino 30 Comfort

Kompromisslos im Innen- und Außenbereich

Der Gemino 30 Comfort ist die perfekte Wahl für alle, die einen leichten Rollator für drinnen und draußen suchen. Der kompakte Rahmen sorgt für eine hohe Manövrierbarkeit. Die großen, weichen Räder ermöglichen es Ihnen, Hindernisse wie Türschwellen oder Bordsteine mit Leichtigkeit zu überwinden. Viel zu tragen? Kein Problem: Der extrastarke Korb trägt bis zu 10 kg. Gesamtgewicht: 8 kg (mit Korb) Belastbarkeit: bis 150 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
7100040	30 Comfort, silbergrau
7100240	30 M Comfort, silbergrau





REHASENSE

Server

Der Bestseller

SERVER ist der Klassiker unter den Alu-Leichtgewichtrollatoren. Der zeitlos elegante Rahmen ist inspiriert vom puristischen Stil des Danish Design. Dank des einzigartigen Profils kann der Rollator bequem sauber gehalten werden. Die ergonomische Greifzone unter dem „Click & Safe“-Verschluss erlaubt ein sicheres Heben, Tragen und Transportieren des Rollators.

- Mit TPE- oder Komfort-Softbereifung erhältlich
- Gesamtgewicht: Small 6,7 kg, Medium 6,8 kg, Large 7,0 kg
- Belastbarkeit: bis 150 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
SRCHS500*	Champagner / S
SRCHM550*	Champagner / M
SRCHL600*	Champagner / L

In sechs Farben
erhältlich:



*TPE-Bereifung

Server HD

Der XL-Bestseller

SERVER HD wurde speziell für kraftvollere Silhouetten konzipiert.

- Mit TPE- oder Komfort-Softbereifung erhältlich
- Gesamtgewicht: Medium 7,6 kg, Large 7,9 kg
- Belastbarkeit: bis 200 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
HRSGM550*	Anthrazit / M
HRSGL600*	Anthrazit / L

*TPE-Bereifung

REHAFORUM

Actimo® Liberty

Leichter, hochwertig verarbeiteter Aluminium-Rollator, geeignet für die Nutzung drinnen und draußen. Der Actimo® Liberty besticht durch ein niedriges Gewicht, einen hohen Komfort und ein komplett neues zeitgemäßes Design. Die hochwertige Leichtbauweise verbunden mit umfangreichen Extras sind im Lieferumfang enthalten.

- Griffhöhe verstellbar
- Weiche Sitzfläche aus Stoff
- Hochwertiger Rückengurt
- Anatomische Soft-Handgriffe
- Ankipphilfe
- Verschiebbare Tasche
- Soft-PU-Bereifung
- Stockhalter

Artikel-Nr.	Beschreibung
80094842	Weiß
80094843	Apfelgrün



DIETZ GROUP

TAiMA Ventum

Der Leichtgewicht-Rollator TAiMA Ventum lässt sich mit nur einer Hand per Zugband zusammenfallen. Und bietet Dir damit eine optimale Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und individualisierbarem Design: Die patentierte Magnet-Taschenaufhängung und die individuelle Farbauswahl bei Rahmen, Rückengurt und Taschen machen ihn zu einem echten Blickfang.



Artikel-Nr.	Beschreibung
200165	Amarena
200166	Cashmere



DIETZ GROUP

TAiMA M-GT / TAiMA S-GT

Diese beiden Leichtgewicht-Rollatoren der TAiMA-Modellreihe lassen sich mit ihrem geringen Gewicht und der leichten Faltbarkeit mühelos im Kofferraum eines PKW verstauen. Damit sind spontane Ausflüge oder der lange geplante Besuch von Verwandten oder Freunden immer möglich. Sie bieten eine ausgezeichnete Stabilität und ein komfortables Fahrverhalten - auch dank der leichtgängigen Bremsen mit Feststellfunktion.

Artikel-Nr.	Beschreibung
200160	TAiMA M-GT / 59 cm / Resedagrün Metallic
200153	TAiMA S-GT / 51 cm / Sepia Metallic



DIETZ GROUP

TAiMA XC-Air / XC-PU

Die Outdoor-Spezialisten mit großen Rädern

Die besonders großen Räder sorgen dafür, dass auch rauer Untergrund bestens befahren werden kann. Wahlweise mit Luftbereifung für Nutzende, die besonders die Gelenke schonen möchten und sich höheren Komfort wünschen, oder mit PU-Bereifung für Nutzende, die eine erhöhte Pannensicherheit bevorzugen.



Artikel-Nr.	Beschreibung
200107	XC-Air / Rot Metallic
200106	XC-PU / Oasigrün Metallic



REHA-SENSE

Driver

Der Rollator für alle Wege

Hergestellt aus hochwertigem Aluminium bietet er die perfekte Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität – sogar auf unebenem Untergrund. Der breitere Sitz und der Rückengurt Klassik ermöglichen eine komfortable Sitzposition. Der leicht zu montierende Korb fasst bis zu 10 kg Gepäck.

- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Große 10-Zoll-Räder
- Breite Sitzfläche
- Rückengurt Klassik
- Bequemer Griff zur Höhenverstellung
- Einfach zusammenklappbar
- Stockhalter
- Belastbarkeit: 200 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
RRDRVDGLA1	L / Gesamtgewicht 9,5 kg

REHA-SENSE

Starlight Plus

Sicher gehen, stilvoll leben

Der Rehasense STARLIGHT verbindet innovative Technik mit modernem Design. Der leichte Carbonrahmen sorgt für müheloses Manövrieren im Innen- und Außenbereich. Antikipp-System, integrierte Gewichte, verschleißfreie Bremsen und ein breiter Rückengurt bieten hohe Sicherheit und Komfort. Außergewöhnliche Rahmenfarben, eine wasserdichte Tasche in Carbon-Optik und elegante Details unterstreichen den stilvollen Charakter.

- Für innen & außen
- Vorderräder Ø 25 cm
- Super-Soft-Reifen (Plus)
- Große, bequeme Sitztiefe
- „Click & Safe“-Verschluss
- Reflektierende Details
- Belastbar bis 150 kg
- Für Körpergrößen von 150 – 200 cm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
RRSLCDRL6P	Deep Red Wine	L / 7,05 kg
RRSLCDRX7P	Deep Red Wine	XL / 7,30 kg
RRSLSDRL6P	Stardust (Glitter Schwarz)	L / 7,05 kg
RRSLCSDX7P	Stardust (Glitter Schwarz)	XL / 7,30 kg

DIETZ GROUP

TAiMA M-E

Mit dem TAiMA M-E präsentiert die DIETZ GROUP den Nachfolger des bewährten TAiMA M-Eco. Das Modell überzeugt mit überarbeitetem Rahmendesign, ergonomischen Handgriffen und einer anwendungsfreundlichen Ankipphilfe. Auch in Terrarosa erhältlich.



Artikel-Nr.	Beschreibung
200067	Ozeanblau
200068	Terrarosa

RUSSKA

Rollator vital classic

Genießen Sie es, unterwegs zu sein! Der Rollator vital ist Ihr komfortabler Begleiter auf Spaziergängen, beim Einkaufen und auf Veranstaltungen. Ein Rollator für die Wohnung & draußen. Der Rollator vital classic bietet ein hohes Maß an Unterstützung, Sicherheit und Mobilität. Er ist ausgestattet mit Reflektoren, Kantenabweisern, Stufenhilfen und pannensicherer Bereifung. Durch sein schmales Falmaß und sein geringes Gewicht lässt sich der Rollator leicht verstauen. Die Nummerierung auf der Innenseite der Handgriffe ermöglicht ein leichtes Wiederfinden der benötigten Griffhöhe. Große Schraubköpfe erleichtern die Arretierung der Höhenverstellung. Leichter Faltmechanismus mit integrierter, magnetischer Faltsicherung.

Artikel-Nr.	Beschreibung
114480	vital classic, Belastbarkeit: 150 kg

RUSSKA

Rollator vital plus

Der vital plus, auch mit Aluminium-Rahmen, verwöhnt zusätzlich Hände und Gelenke: Seine weichen Räder dämpfen die Stöße von unebenen Untergründen, etwa von Kopfsteinpflaster und Feldwegen. Ein echter Outdoor-Rollator! Dieser Rollator bietet noch mehr Komfort als der Rollator vital classic. Die weichen Räder federn Stöße von unebenen Untergründen ab. So ist er bestens für den Spaziergang in Altstädten oder auf Feldwegen geeignet. Die Nummerierung auf der Innenseite der Handgriffe ermöglicht ein leichtes Wiederfinden der benötigten Griffhöhe. Große Schraubköpfe erleichtern die Arretierung der Höhenverstellung. Leichter Faltmechanismus mit integrierter, magnetischer Faltsicherung. Er ist ausgestattet mit Reflektoren, Kantenabweisern, pannensicherer Bereifung und Stockhalter.

Artikel-Nr.	Beschreibung
114485	vital plus, Belastbarkeit: 150 kg



RUSSKA

Rollator vital carbon

Wer besonders aktiv ist und den Rollator immer dabei haben möchte, für den ist ein besonders leichtes Modell wie der vital carbon genau das Richtige. Ein besonderer Hingucker sind das schicke Design und die elegante Optik der Carbonfasern. Die Nummerierung auf der Innenseite der Handgriffe ermöglicht ein leichtes Wiederfinden der benötigten Griffhöhe. Große Schraubköpfe erleichtern die Arretierung der Höhenverstellung. Leichter Faltmechanismus mit integrierter, magnetischer Faltsicherung. Durch den Carbonrahmen ist er besonders leicht und stark belastbar zugleich. Der Rollator vital carbon ist ausgestattet mit Reflektoren, Kantenabweisern, pannensicherer Bereifung, Stockhalter und Stufenhilfen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
114486	vital carbon, Belastbarkeit: 150 kg

RUSSKA

Rollator vital carbon plus

Der vital carbon plus ist der richtige Begleiter, wenn Sie einen besonders leichten Rollator mit weichen Rädern wünschen. Die soften Räder federn Stöße vom Untergrund ab und können so Ihre Gelenke entlasten. Er verbindet ein leichtes Gewicht mit einer hohen Belastbarkeit von 150 kg. Seine weichen Räder federn Unebenheiten ab und erhöhen so den Fahrkomfort. Die Nummerierung auf der Innenseite der Handgriffe ermöglicht ein leichtes Wiederfinden der benötigten Griffhöhe. Große Schraubköpfe erleichtern die Arretierung der Höhenverstellung. Leichter Faltmechanismus mit integrierter, magnetischer Faltsicherung. Durch den Carbonrahmen ist er besonders leicht, aber stark belastbar. Der Rollator vital carbon plus ist ausgestattet mit Reflektoren, Kantenabweisern, pannensicherer Bereifung und Stockhalter.

Artikel-Nr.	Beschreibung
114487	vital carbon plus, Belastbarkeit: 150 kg

REHA-SENSE

Starlight

Neues Design Carbon Rollator

Der STARLIGHT bietet moderne Lösungen für Sicherheit, Komfort und Ergonomie – beim Gehen wie beim Sitzen. Eine einfache Höhenverstellung, eine bequeme Rückenlehne, Faltbarkeit, einzigartige Farboptionen sowie eine praktische Tasche machen es zu einer Wahl, die auch anspruchsvolle Nutzer überzeugt.

- Entwickelt für den Innen- und Außenbereich
- Vorderräder (Ø 25 cm) größer als Hinterräder
- TPE-Reifen – leicht und verschleißfest
- Große, komfortable Sitztiefe und Rückengurt mit Schnappverschlüssen
- Patentierte „easy adjust“ Höhenverstellung
- Patentierter „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss
- Reflektierende Details
- Größe/Gesamtgewicht: L 6 kg; XL 6,15 kg
- Belastbarkeit: 150 kg
- Empfohlene Nutzergröße: L 150 – 185 cm; XL 165 – 200 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung
RRSLCDRL6	Deep Red Wine / L
RRSLCDRX7	Deep Red Wine / XL
RRSLCSDL6	Stardust (Glitter Schwarz) / L
RRSLCSDX7	Stardust (Glitter Schwarz) / XL



DIETZ GROUP

TAIMA M2

Mit dem TAIMA M2 präsentiert die DIETZ GROUP den Nachfolger des bewährten TAIMA M. Das Modell überzeugt mit moderner Rahmengeometrie, frischem Design und den bekannten Vorteilen der TAIMA-Familie. Rundum angebrachte Reflektoren sorgen jederzeit für gute Sichtbarkeit und mehr Sicherheit. Auch in Kupferrot erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung
200066	Sandstein
200065	Kupferrot

ROLKO

Rollatorschirm

Protektor

Gut behütet unterwegs

Zuverlässiger Schutz vor Regen und Sonne, während der Rollator beidhändig geführt werden kann, auch für Rollstühle geeignet. Inkl. Befestigungsset für Rundrohre Ø 18 – 25 mm und Ovalrohre bis Ø 60 mm.

Artikel-Nr.	Beschreibung
HA-SCH-1-R	Rollatorschirm, rot
HA-SCH-1-GG	Rollatorschirm, gelbgrau
HA-SCH-1-BG	Rollatorschirm, braungrün



Artikel-Nr.	Beschreibung
80000844	Edelstahl vernickelt / 10 cm

REHA-FORUM

Eiskrallen RFM® mit 5 Krallen

Eiskrallen für Gehstöcke und Gehböcke sorgen auf glatten Flächen für sicheren Halt und beugen Ausrutschen vor. Sie steigern die Sicherheit, stärken das Vertrauen und ermutigen so auch in der kalten Jahreszeit zur Bewegung.

Die 25 km/h SpeedLine



PRIDE

Kolja Race

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h bietet der Kolja Race die perfekte Kombination aus Fahrspaß, Sicherheit und Komfort. Die Batterie ist sicher in einer stabilen Führungsschiene untergebracht und lässt sich mit nur einem Handgriff herausziehen. So können Sie den Akku ganz einfach entnehmen und flexibel zu Hause oder unterwegs aufladen – besonders praktisch im Alltag. Während der Fahrt können Sie Ihre Lieblingsmusik über das integrierte MP3- und Radio-System mit Lautsprecher genießen oder Ihr Smartphone bequem per Bluetooth verbinden. Zahlreiche durchdachte Details sorgen zusätzlich für Komfort und Sicherheit: praktische Ablagefächer mit magnetischem Verschluss sowie ein Frontkorb für Ihre persönlichen Dinge. Moderne Technik, stabile Fahreigenschaften und eine besonders einfache Bedienung runden das Gesamtpaket ab und machen jede Fahrt mit dem Kolja Race zu einem angenehmen Erlebnis.

Highlights:

- Magnetische Bremsen & integriertes Lenkradschloss
- Hochauflösendes TFT-Display
- LED-Beleuchtung & Rückspiegel
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
- Reichweite 60-70 km
- Maximale Belastbarkeit 150 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
WU-1040404-V5.2-F11	Kolja Race

PRIDE

Kolja Speed 3

Der Kolja Speed 3 bringt Sie mit bis zu 25 km/h schnell, sicher und vor allem komfortabel ans Ziel. Durchdachte Ausstattungsdetails wie praktische Ablagefächer sowie das integrierte MP3-/Radio-System mit Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie jede Fahrt entspannt genießen können. Verbinden Sie Ihr Smartphone ganz einfach per Bluetooth und hören Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik genau so, wie Sie es mögen. Zahlreiche Extras wie eine USB-Ladebuchse, eine Handyhalterung sowie moderne LED-Beleuchtung machen jede Fahrt nicht nur angenehm, sondern auch besonders sicher. Ob kurze Strecken oder längere Touren – der Kolja Speed 3 überzeugt mit zuverlässiger Technik, cleverem Stauraum und einer komfortablen Fahrweise.

Highlights:

- Magnetische Bremsen & integriertes Lenkradschloss
- Großer Stauraum unter dem Sitz
- Modernes TFT-Cockpit mit klarer Übersicht
- Sitzablage für zusätzlichen Stauraum
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
- Reichweite 45-55 km
- Maximale Belastbarkeit 125 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
WU-1030103-V4.3-B00	Kolja Speed 3

PRIDE

Kolja Speed 4

Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h macht der Kolja Speed 4 jede Strecke angenehm kurz und komfortabel. Die entnehmbare Batterie macht das Laden besonders einfach und flexibel, während die LED-Beleuchtung, die Rückspiegel und die zuverlässige Magnetbremse für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen. Auch technisch überzeugt der Speed 4 auf ganzer Linie: Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über das integrierte Radio oder per Bluetooth-Verbindung direkt von Ihrem Smartphone. Eine praktische Lademöglichkeit für Ihr Handy sowie geschützte Ablagefächer für persönliche Gegenstände sorgen zusätzlich für maximalen Komfort und Ordnung unterwegs.

Highlights:

- USB-Ladebuchse & Handyhalterung
- Digitales Display für eine klare und intuitive Übersicht
- Geräumige Sitzablage
- Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h
- Reichweite 45-55 km
- Maximale Belastbarkeit 135 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
WU-1040109-V4.7-K02	Kolja Speed 4

SUNRISE MEDICAL**Sterling S800 by Scoozy**

Der S800 by Scoozy steht für eine neue Generation von Elektromobilen - modern, kraftvoll und intuitiv zu bedienen. Mit seinem ergonomischen Fahrradlenker, Daumengas und Handbremsen bietet er ein vertrautes Fahrerlebnis, inspiriert vom Fahrradfahren. Große 18-Zoll-Luftreifen, Allradfederung und ein stabiles Fahrwerk sorgen für Komfort auf Straßen, Naturwegen oder Schotter. Steigungen bis 10 % und Hindernisse bis 10 cm meistert der S800 mühelos. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht Reichweiten bis 50 km. Ein Farbdisplay mit NFC-Verriegelung, automatische LED-Beleuchtung und ein USB-Anschluss runden die moderne Ausstattung ab - für flexible, sichere Mobilität im Alltag und auf längeren Touren.

Artikel-Nr.	Beschreibung
22300024	Sterling S800





SUNRISE MEDICAL

Sterling S400

Das wendige Stadtmobil

Das S400 Elektromobil mit umfangreichen Funktionen ist sehr wendig und leicht zu steuern, z. B. in Einkaufszentren oder belebten Innenstädten. Mit seiner komfortablen Vollfederung als Standardausstattung wird jede Fahrt zu einem Vergnügen. Mit den 38 Ah-Batterien ist das S400 Elektromobil ideal geeignet für Stadtfahrten. Sicherheit als Standard: Alle Modelle der S-Serie sind mit gut sichtbaren Blinkern, Schlussleuchten und Bremslichtern ausgestattet. Der Komfort-Sitz bietet selbst groß gewachsenen Personen ein überaus bequemes Sitzerlebnis. Auch der Härtegrad des Komfort-Sitzes lässt Vorfreude auf die Fahrt aufkommen. Eine gute Passform, eine höhenverstellbare Nackenstütze und die serienmäßig vielseitig verstellbaren Armlehnen vermitteln ein sicheres Gefühl schon vor der Fahrt.

Artikel-Nr.	Beschreibung
22200001	Sterling S400



ROLKO

Scooterschürze Rolko-rainPro

Wetterschutz für Scooterfahrer

Die wasserdichte Außenschicht und das fusselfreie Polar-Fleece-Innenfutter bieten idealen Schutz für die Beine bei kaltem und nassem Wetter.



Scootergarage Rolko-rainPro

Wetterschutz für Ihren Scooter

Gefertigt aus wasserdichtem, UV- und frostbeständigem Material für optimalen Schutz vor Wetter und Staub. Ein Reflexstreifen markiert die Längsrichtung und erleichtert die Handhabung.



Artikel-Nr.	Beschreibung
WRA-Scooter-M	Regen-/Thermoschürze
WRG-L	Scootergarage L
WRG-XL	Scootergarage XL
WRG-XXL	Scootergarage XXL

ROLKO

Scooter-Korb

Abschließbarer Deckel, zur Befestigung an Scooter-Kopfstützen mit 150 mm Abstand.



Artikel-Nr.	Beschreibung
SC-HK1	(B x T x H): 420 x 220 x 380 mm

ROLKO

Scooter-Korb mit Stockhalter

Abschließbarer Deckel, Set mit Stockhalter und Halterung zur Befestigung an Zubehöraufnahme von Scootern (Vierkantrohr 25x25 mm), Stockhalter-Montage beidseitig möglich.



Artikel-Nr.	Beschreibung
HK-SC-SET-STH	(B x T x H): 400 x 210 x 360 mm



ALBER

via go V24

Der elektrische Zusatzantrieb via go unterstützt zuverlässig bei Steigungen, langen Strecken und schwierigem Untergrund. Mit wenigen Handgriffen am manuellen Rollstuhl befestigt, sorgt er sofort für spürbare Entlastung. Kompakte Antriebseinheit, leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku und übersichtliche Bedienung vereinen Kraft und Leichtigkeit für Alltag und Freizeit.



ALBER

e-pilot P15

Der e-pilot P15 bringt Drive in den Alltag. Mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku erreicht das Zuggerät 6, 15 oder 20 km/h* - auf öffentlichen Straßen und befestigten Wegen. Mit nur einem Handgriff wird der Rollstuhl in ein ausdauerndes, sportliches Gefährt für mehr Mobilität und Flexibilität verwandelt.



ALBER

e-fix E35

Der Zusatzantrieb e-fix verwandelt den manuellen Rollstuhl in einen leichten, wendigen Elektrorollstuhl - ohne den Wechsel zu einem schweren Komplettmodell. Er unterstützt bedarfsgerecht und fördert Aktivität sowie Selbstständigkeit im Alltag. Mit nur 19,1 kg Gesamtgewicht und zerlegbaren Komponenten eignet sich der kompakte E-Antrieb ideal für den Transport im Auto sowie für Reisen mit Bus, Bahn oder Flugzeug.



DIETZ GROUP

Modell TOMTAR MR-S

Dieser Standard-Faltrollstuhl mit stabilem Stahlrohrrahmen ist bis 130 kg belastbar und besitzt hochklappbare Seitenteile. Er kann im Innen- und im Außenbereich verwendet werden.

- Antriebsrad 24" PU, inkl. Steckachse
- Aluminium-Greifreifen
- Lenkrad 7" PU
- Armauflage PU, einstellbar in Länge und Höhe
- Beinstützen, nach außen schwenkbar, abnehmbar
- Fußplatten in der Höhe stufenlos einstellbar
- Fersenband verstellbar (velcro)
- Sitztiefe einstellbar (40 cm / 44 cm)
- Crashtest zertifiziert nach ISO 7176-19, zugelassen für den Personentransport im Auto



ALBER

smooov 010

Der wartungsarme Nabenantrieb beschleunigt bis 10 km/h und meistert Steigungen bis 16 %. Mit nur 7,2 kg überzeugt er durch hochwertige Verarbeitung. Geeignet für Starrahmen- und Faltrahmen-Rollstühle, steuerbar per ergonomischem Bedienteil mit LED-Anzeige. Schnell montiert, Akku mit bis zu 12 Stunden Laufzeit.



DIETZ GROUP

Modell TOMTAR MR-LG

Der praktische Faltrollstuhl mit Trommelbremse ist mit seiner soliden Grundausstattung und einem leichten Aluminium-Rahmen ideal für den täglichen Gebrauch. Er ist bis 130 Kg belastbar. Der Alurahmen sorgt für eine hohe Sicherheit durch eine stabile Konstruktion und ein geringes Gewicht. Der Leichtgewichtrollstuhl lässt sich schnell und einfach auf eine kompakte Größe zusammenklappen. So kann er platzsparend verstaut oder im Auto transportiert werden.



ALBER

viamobil V25

Die elektrische Schiebe- und Bremshilfe Viamobil V25 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Nachrüstung von Rollstühlen mit Zusatzantrieb. Ausgestattet mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku bietet sie zuverlässige Unterstützung im Alltag. Das EasyConnex-System vereinfacht den Anschluss von Bedien- und Ladegerät deutlich. Für Nutzer und Begleitpersonen entsteht so spürbar mehr Flexibilität, Sicherheit und Freiheit in unterschiedlichsten Alltagssituationen.



ALBER

Emotion M25

Mit zunehmendem Alter, bei Erkrankungen oder nach langer Rollstuhlnutzung erfordert das Fahren eines manuellen Rollstuhls oft große Kraft – besonders auf längeren Strecken oder an Steigungen. Der e-motion Zusatzantrieb reduziert den Kraftaufwand deutlich: In den Radnaben integrierte, geräuschlose Elektromotoren unterstützen jede Anschubbewegung wirkungsvoll. Der leichte, kraftvolle und an nahezu jedem manuellen Rollstuhl nachrüstbare Antrieb sorgt für mehr Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alltag.



DIETZ GROUP

AS[01] Adaptiv-Rollstuhl

Dieser Adaptiv-Rollstuhl bietet ein Höchstmaß an Freiheit für optimale Beweglichkeit und Komfort. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und Konfigurationen werden bedarfsgerecht den Nutzenden geboten.

Artikel-Nr.	Beschreibung
180254	AS[01] Adaptiv-Rollstuhl



DIETZ GROUP

AS[advanced] Adaptiv-Rollstuhl

Der neue in Modulbauweise konstruierte faltbare Adaptiv-Rollstuhl bietet maximale Flexibilität. Dieser Rollstuhl lässt sich bis ins Detail individuell auf die Maße und Anforderungen des Nutzenden anpassen - für maximale Bewegungsfreiheit im Alltag.

Artikel-Nr.	Beschreibung
180260	AS[advanced] Adaptiv-Rollstuhl



REHA-SENSE

Icon 35 LX & BX

Die Transportrollstühle für unbeschwerte Ausflüge


Der ICON 35 LX wiegt nur 9,0 kg. Er ist ausgestattet mit einem hochwertig ergonomischen Sitz- und Rückenpolster sowie verstellbaren Armlehnen für mehr Unterstützung und Druckentlastung.

Der ICON 35 BX wiegt nur 8,2 kg und ist der leichteste Rollstuhl in unserer ICON Reihe. Er bietet einen ergonomischen Sitz- und Rückenwinkel, was eine hervorragende Sitzposition ermöglicht. Für den Transport und die Lagerung können beide Modelle leicht zusammengeklappt und verstaut werden.

Technische Daten:

- Funktionale Beinstützen (abnehm- und wegschwenkbar)
- Hochklappbare Fußplatten
- Intuitives Bremssystem
- Armlehnen (beim LX zusätzlich höhenverstellbar)
- Ergonomisch positionierte Schiebegriffe
- Ankipphilfe zum Liften des Rollstuhls
- Auch als 14"-Variante erhältlich

Artikel-Nr.	Beschreibung
RWB35D2BKC	35 BX, Hinterrad 22", Sitzbreite 40 cm
RWB35D4BKC	35 BX, Hinterrad 22", Sitzbreite 45 cm
RWB35D6BKC	35 BX, Hinterrad 22", Sitzbreite 50 cm
RWL35D2BKC	35 LX, Hinterrad 22", Sitzbreite 40 cm
RWL35D4BKC	35 LX, Hinterrad 22", Sitzbreite 45 cm
RWL35D6BKC	35 LX, Hinterrad 22", Sitzbreite 50 cm



MEYRA

Femto Adaptiv-Rollstuhl

Die MEYRA FEMTO Serie steht für aktive Mobilität, präzise Anpassung und ein modernes Leichtbaukonzept. Drei Varianten, die exakt auf den Alltag, Lebensstil und die persönlichen Anforderungen abgestimmt werden können.

FEMTO X: faltbarer Aktivrollstuhl - vielseitig, alltagstauglich und flexibel

FEMTO S: faltbar, zusätzlich mit wegschwenkbaren Beinstützen

FEMTO R: starrer, sportlicher Aktivrollstuhl für maximale Performance



Der **FEMTO R** ist pure Performance. Direkt, sportlich und kompromisslos. Ein starrer Aktivrollstuhl für Menschen, die maximale Kontrolle und Dynamik suchen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
1.180	FEMTO R



Der **FEMTO S** verbindet Alltagstauglichkeit mit zusätzlichem Komfort. Faltbar, durchdacht und mit wegschwenkbaren Beinstützen. Mehr Leichtigkeit und Eigenständigkeit in jeder Situation.

Artikel-Nr.	Beschreibung
1.186	FEMTO S



Der **FEMTO X** steht für Freiheit im Alltag. Flexibel, leicht und verlässlich. Ein faltbarer Aktivrollstuhl, der Mobilität einfach macht und sich dem Leben anpasst.

Artikel-Nr.	Beschreibung
1.185	FEMTO X





GULDMANN

Stepless Rampen

Ein Alltag ohne Hürden

Eine Stepless Rampe ist ein Gewinn an Lebensqualität. Sie überwindet Stufen mühelos, schont den Rücken der Angehörigen und gibt dem Nutzer ein sicheres, selbstständiges Gefühl zurück. Perfekt integriert in Ihr Zuhause: Durch unsere vielfältige Auswahl an Rampen finden Sie garantiert eine, die sich in Ihr Wohnumfeld einfügt – egal ob mobil oder fest installiert.

Qualitätsversprechen & Garantie

Unsere Rampen werden in Europa gefertigt und überzeugen durch höchste Qualität dank hochwertiger Materialien. Bei einem Mangel innerhalb der Garantiezeit von 2 Jahren wird die Rampe kostenfrei ersetzt.

Kostenübernahme möglich

Stepless Systeme sind anerkannte Hilfsmittel. Eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse kann im Einzelfall geprüft werden.



ROLKO

Rollstuhlertaschen Rolko-BAG

Taschen für Rollstühle und Zubehör – mobil und sicher unterwegs

Die Taschen Rolko-BAG sind die perfekte Lösung für Rollstuhlfahrer: Während die Rollstuhlertasche Stauraum für persönliche Dinge und wichtige Hilfsmittel bietet, sorgt die robuste Wheelbag mit Nabenpolstern und praktischen Innenfächern für den Transport von Speichenrädern. Beide Modelle sind leicht, strapazierfähig und ideal für unterwegs.

Artikel-Nr.	Beschreibung
BAG-01-G	Rollstuhlertasche, 470 x 360 x 150 mm
WHEELBAG-01	Speichenradtasche, 670 x 670 x 215 mm

ROLKO

Rollstuhlgarage Rolko-rainPro

Wetterschutz für gängige Rollstühle

Wasserdicht und wetterbeständig, mit farbigen Schlaufen zur einfachen Orientierung: rot hinten, schwarz vorne. Kordelzüge und Gewichtsbänder sorgen für sicheren Halt, Reflexstreifen markieren die Längsrichtung für mühelose Handhabung.

Artikel-Nr.	Beschreibung
WRS-M	Rollstuhlgarage



ROLKO

Regenponcho/-cape

Rolko-rainPro

Wetterschutz für Rollstuhlfahrer

Wasserdichter Außenstoff und leichtes Innenfutter, praktischer Reißverschluss, von innen und außen bedienbar, Kapuze und Reflexstreifen für mehr Sicherheit.

Artikel-Nr.	Beschreibung
WRP-L	Regenponcho für Rollstuhlfahrer
WRB-L	Regencape mit Fußteil für Rollstuhlfahrer



Artikel-Nr. WRP-L



Artikel-Nr. WRB-L

ROLKO

Premium-Schlupfsäcke Rolko-Thermo

Wärme und Wetterschutz für Rollstuhlfahrer

Das wasserabweisende Außenmaterial schützt vor Regen und innen sorgt das fusselfreie und atmungsaktive Polar-Fleece für angenehme Wärme. Dank des umlaufenden Reißverschlusses mit Griffschlaufen ist die Nutzung auch mit eingeschränkter Handbeweglichkeit einfach. Die rutschfeste Unterseite, die Reflektorstreifen für erhöhte Sicherheit und eine praktische Fronttasche machen die Schlupfsäcke zum perfekten Begleiter im Alltag.

Artikel-Nr.	Beschreibung
WW-KID-1	Schlupfsack Gr. Kinder XXS
WW-KID-2	Schlupfsack Gr. Kinder XS
WW-S	Schlupfsack Gr. S
WW-M	Schlupfsack Gr. M
WW-L	Schlupfsack Gr. L
WW-XXL	Schlupfsack Gr. XXL



SUNRISE MEDICAL

Empulse R20

Einzigartig – patentierte, faltbare Schiebehilfe für Rollstühle

Mit der neuen Empulse R20 Schiebehilfe war es noch nie so einfach, vorwärts zu kommen. Ob bergauf, bergab oder lange Strecken – der R20 unterstützt in jeder Situation. Mit nur 5 kg ist die faltbare Schiebehilfe extrem leicht und sehr einfach zu transportieren. Darüber hinaus ist auch das Selbstfahren mit angebautem R20 problemlos möglich.

Artikel-Nr.	Beschreibung
7500000	Empulse R20



SUNRISE MEDICAL

Quickie Q50 R Carbon

Leichter reisen mit dem leichtesten klappbaren Elektrorollstuhl aus Carbon

Langstreckenflüge. Familienurlaube. Das tägliche Pendeln. Was auch immer Ihr Ziel ist, der Q50 R Carbon ist Ihr perfekter Reisepartner. Mit einem Gewicht von nur 14,5 kg (ohne Batterien) und hergestellt aus hochwertiger Karbonfaser, können Sie Ihren Geist (und Ihre Arme) entlasten, denn dieser Elektrorollstuhl lässt sich mühelos heben. Er lässt sich in Sekunden schnelle zusammenklappen und lässt sich auch auf engstem Raum verstauen (und das alles, ohne dass die Batterie ausgebaut werden muss). Bereit zum Ausgehen? Der Q50 R Carbon verfügt über die robuste, zuverlässige QUICKIE-Leistung, die Sie von A nach B bringt (oder sogar von A nach Z, dank seiner erweiterten Reichweite von 24 km). Und mit den fünf auffälligen Akzentfarben bringen Sie auch einen Hauch von Stil mit, wohin Sie auch gehen.

Highlights:

- Maximale Reichweite: 12 km (eine Batterie), 24 km (mit optionaler zusätzlicher Batterie)
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Batterien: 10 Ah Lithium-Ionen
- Kantensteigfähigkeit (max.): 40 mm
- Gesamtgewicht: ab 14,5 kg (ohne Batterie)
- Maximales Nutzergewicht: 136 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung
QLC000098	Q 50 R Carbon (inkl. 10 Ah Lithiumbatterie und Ladegerät), 12 km Reichweite



MEYRA

iTRAVEL und iTRAVEL Carbon

Die faltbaren, sehr leichten, elektrischen Reiserollstühle

Der iTRAVEL und der iTRAVEL CARBON sind die Leichtgewichte, mit 22 kg und 16 kg, unter den Elektro-Rollstühlen und können beide bis zu 6 km/h schnell fahren. Beide elektrischen Reiserollstühle sind mit einem Handgriff zusammenfaltbar und die idealen Begleiter im Urlaub oder Alltag. Der iTRAVEL ist serienmäßig mit Stockhalter erhältlich, der iTRAVEL CARBON besticht durch sein leichtes Gewicht (nur 16 kg).

Ausstattung:

- Mit 12 Ah Lithium-Ionen Batterie mit 12 km Reichweite
- Seitenteile und Beinstützen klappen mit ein
- Rückenverstellung
- Hochklappbare Armlehnen mit Gasdruckfeder für einfachen Personentransfer
- Komfort-Sitzsystem mit anatomisch geformter modernster Kaltschaumtechnik
- Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
- Nutzergewicht 120 kg
- Pannensichere Bereifung
- Bis zu 12 km Reichweite
- Steigungen bis 6 % problemlos befahrbar
- Anti-Kipp-Rollen
- Ergonomische Rückenlehne: bequeme und rücken-schonende Sitzposition



Produktvideo



Artikel-Nr.	Beschreibung
9105414	iTRAVEL, Weiß, 6 km/h
9107414	iTRAVEL CARBON, Schwarz, 6 km/h (inkl. 12 Ah Lithium-Ionen-Batterie und Ladegerät, mind. 12 km Reichweite)



MEYRA

iCHAIR MC Light

Der MEYRA iCHAIR MC Light ist ein kompakter Elektrorollstuhl für den täglichen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Er bietet zuverlässige elektrische Mobilität und eignet sich ideal als Einstieg in die E-Versorgung.

- Transportleergewicht ca. 94 kg (ohne Beinstützen & Armlehnen)
- Belastbar bis 130 kg Nutzlast
- Geschwindigkeit: 6 km/h; 10 km/h möglich
- Reichweite bis ca. 30 km
- Breite fahrbereit: ca. 630 mm



RUSSKA

Elektro-Rollstuhl MovingStar 802

Der MovingStar Elektro-Rollstuhl 802 bietet die Möglichkeit, einen zweiten Akku zu integrieren, wodurch die Reichweite von 15 km auf bis zu 30 km erhöht werden kann. Die extra-große Bereifung sorgt für Stabilität und Komfort auf verschiedenen Untergründen. Der schwenkbare Joystick ermöglicht eine einfache Bedienung. Die verstellbaren Armlehnen und die klappbare Fußstütze ermöglichen eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Eine praktische Verladevorrichtung erleichtert das Einladen in Kofferräume bis zu einer Ladekanten-Höhe von 76 cm. Mit einem leistungsstarken Antrieb eignet sich der Elektro-Rollstuhl für verschiedene Anwendungsszenarien und bietet eine zuverlässige Mobilitätslösung.

Artikel-Nr.	Beschreibung
97100802	Belastbarkeit 150 kg / 6 km/h



ALBER

Modell scalacombi S46

Mit dem scalacombi S46 lassen sich viele Treppensituationen sicherer bewältigen - auch bei engen oder gewendelten Treppen. Dieses innovative Treppensteigersystem ist ideal für Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung Unterstützung beim Treppensteigen benötigen.



ALBER

Modell scalamobil S45

Der scalamobil S45 ist die neueste Generation der mobilen, elektrischen Treppensteiger von Alber. Als Nachfolger des bewährten Scalamobil S35 bietet das S45-Modell innovative Technik, um Treppen sicher und mühelos zu überwinden - egal ob zu Hause, beim Arzt oder in öffentlichen Gebäuden.

MOTomed

Bewegungstherapie

Als Weltmarktführer in der motorunterstützten Bewegungstherapie ist die Wirksamkeit der MOTomed Systeme durch über 60 wissenschaftliche Studien belegt. Die MOTomed Bewegungstherapie bietet motorunterstützte Bewegung von der Prävention über die stationäre Behandlung und Rehabilitation bis hin zum Training zu Hause. Das Training ist sitzend, liegend sowie für Kinder möglich und umfasst Bein- und Armtraining, optional auch simultan. Drei Therapie-Modi ermöglichen ein individuell angepasstes Training: passiv – sich bewegen lassen, assistiv – mit Restmuskelkräften und aktiv – mit eigener Muskelkraft. Strukturierte Therapieprogramme und motivierende Trainingsinhalte unterstützen ein sicheres und regelmäßiges Training. Spezielle Anwendungen für Morbus Parkinson fördern einen rhythmischen, harmonischen Bewegungsablauf. Die Geräte sind auch als XXL-Modelle bis 245 kg Körpergewicht erhältlich.

Mögliche Indikationen:

- Multiple Sklerose (MS)
- Schlaganfall, Apoplex, Hemiplegie
- Paraplegie, Tetraplegie, Spina bifida
- Morbus Parkinson
- Muskelerkrankungen, Muskeldystrophie

Mögliche Therapieziele und Nutzen:

- Spastiken und Muskelverkrampfungen lockern
- Gehfähigkeit erhalten und verbessern
- Muskulatur aufbauen und erhalten
- Blasen- und Darmfunktion verbessern
- Folgen von Bewegungsmangel lindern
- Gehirndurchblutung anregen
- Medikamente und Nebenwirkungen reduzieren
- Wohlbefinden und Psyche stärken

MOTomed

muvi

simultan Bein- und Armtrainer
auch in XXL bis 220 kg



MOTomed

gracile



MOTomed

layson

Bein- oder Oberkörpertraining im Liegen
Beintraining auch in XXL bis 245 kg



MOTomed

loop


auch in XXL bis 220 kg



**Entspannung für den
Körper ist Ruhe für
die Seele**

Wohnumfeld

Das eigene Zuhause ist ein Ort der Vertrautheit, der Sicherheit und der persönlichen Erinnerungen. Viele Menschen wünschen sich, auch im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Moderne Hilfsmittel leisten dazu einen wertvollen Beitrag: Sie unterstützen dabei, den Alltag komfortabler, sicherer und selbstbestimmter zu gestalten. Durchdachte Lösungen erleichtern Bewegungen, fördern die Selbstständigkeit und unterstützen gleichzeitig Angehörige und Pflegepersonen im täglichen Miteinander. Gleichzeitig lässt sich das Wohnumfeld gezielt an veränderte Bedürfnisse anpassen, ohne auf Wohnlichkeit verzichten zu müssen. Mit mehr Komfort und Sicherheit im Alltag bleibt das Zuhause möglichst lange ein Ort mit hoher Lebensqualität, Geborgenheit und Unabhängigkeit.



KUBIVENT

MaxiPosi

Nur das Beste für Mutter und Kind

Die Gesundheit Ihres Babys steht an erster Stelle, wenn es um ein Stillkissen geht. Bei MaxiPosi sind alle Aspekte sorgsam darauf abgestimmt, dass Sie ein Kissen in schadstoffgeprüfter Qualität erhalten. Unerreicht formstabil und trotzdem kuschelig weich ist es ein Kissen mit 3-fachem-Nutzen. So sorgt es für erholsamen Schlaf während der Schwangerschaft, für gesunde Haltung beim Stillen und bildet ein schmuseweiches Nestchen fürs Neugeborene.

Artikel-Nr.	Beschreibung
STK 160-D2	160 x 32 cm

Weitere Farben/Dessins erhältlich.

KUBIVENT

Heilpflanzenkissen

Erholsamer Schlaf der etwas anderen Art

Eine sinnvolle Ergänzung: zur Matratze das passende Kopfkissen mit der Kraft bewährter Heilpflanzen. Wahlweise als Malven- oder Aloe-Vera-Extrakt oder harmonisch abgestimmt mit dem Coolina Kissen. Inklusive Anti-Allergie-Bezug Balance. So profitieren Sie von wohltuenden Wirkungen, die Ihren gesunden Schlaf unterstützen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
MK8035	80 x 35 x 14 cm
AK8035	80 x 35 x 14 cm
CK8035	80 x 35 x 14 cm
MK = Malvina, AK = Alverana, CK = Coolina	



KUBIVENT

Reisekissen

Besser schlafen – auch unterwegs

Wer sich an sein KUBIVENT Kopfkissen so gewöhnt hat, dass er es nicht mehr hergeben möchte, muss auch im Urlaub nicht darauf verzichten. Inklusive Anti-Allergie-Bezug Balance und Transportbeutel.

Artikel-Nr.	Beschreibung
MK4323	43 x 23 x 11 cm
AK4323	43 x 23 x 11 cm
CK4323	43 x 23 x 11 cm
MK = Malvina Travel, AK = Alverana Travel, CK = Coolina Travel	

Alverana Travel

Malvina Travel

Coolina Travel



Das richtige Kissen fördert einen erholsamen Schlaf!

Selbst die beste Matratze ist kein »sanftes Ruhekissen«, wenn Ihr Nacken nicht die Unterstützung bekommt, die er verdient. Nehmen Sie ihn also nicht auf die leichte Schulter. Bei Ihrem Fachhändler mit dem Lächeln finden Sie Ihr persönliches Lieblingskissen. Drei Kriterien sind für die Auswahl wichtig: Ihre bevorzugte Schlafposition, Ihr Körperbau und der gewünschte Komfort.





Alle Matratzen sind auch in Ihrer Wunschgröße lieferbar. Bitte wenden Sie sich einfach an Ihren Fachberater mit dem Lächeln.



Bezug Balance

Die Matratzen mit der besonderen Wirkung

Anpassungswunder

KUBIVENT

Viscola

Der hochwertige Viscoschaum passt sich jeder Körperform ideal an und schafft beste Bedingungen für erholsamen Schlaf. Mit Klimabohrungen (3-Zonen-Einteilung) in den Ausführungen Mittel und Hart.

Größe in cm	Weich	Mittel	Hart
Höhe 15 cm	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
190 x 90	ATM152-WB	ATM152-MB	ATM152-HB
200 x 90	ATM153-WB	ATM153-MB	ATM153-HB
200 x 100	ATM154-WB	ATM154-MB	ATM154-HB




Für Stressgeplagte

KUBIVENT

Malva Comfort

Auf der samtig weichen Auflage aus Kaltschaum - als Liegefläche der 3-schichtigen Matratze - schlafen Sie wie auf Wolken. Zu diesem Gefühl himmlischer Weichheit kommt die wohltuende Wirkung der Malve. Ihr Extrakt unterstützt ein stressabbauendes Schlafklima.

Größe in cm	Weich	Mittel	Hart
Höhe 15 cm	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
190 x 90	MCM152-WB	MCM152-MB	MCM152-HB
200 x 90	MCM153-WB	MCM153-MB	MCM153-HB
200 x 100	MCM154-WB	MCM154-MB	MCM154-HB





HERMANN BOCK

practico 25|80 plus

Jederzeit pflegebereit: das wandelbare Komfort-Pflegebett

Traumhaft schlummern und das Leben genießen: Das Pflegebett practico 25|80 plus ist ein hochwertiges Komfort-Pflegebett, das Schlafkomfort mit stilvoller Wohnlichkeit verbindet und dabei jederzeit zu einem professionellen Pflegebett wandelbar ist.

So ist das practico 25|80 plus serienmäßig mit einem kabelgebundenen Handschalter ausgestattet, der die Anwahl individueller Sitz- oder Relaxpositionen ermöglicht. Das Pflegebett ist in verschiedenen Bettbreiten und -längen erhältlich und passt dank einer erstklassigen Auswahl an Dekoren, Farben und Bezügen zu jedem Einrichtungsstil. Alle Holzdekore und Stoffe sind strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Art.-Nr.	Beschreibung
224	practico 25 80 plus 90 x 200 cm
224	practico 25 80 plus 100 x 200 cm
224	practico 25 80 plus 120 x 200 cm

Gestalten Sie Ihr persönliches Komfort-Pflegebett

Das elegante Design und die hochwertige Ausstattung machen das practico 25|80 plus zu einem stilvollen Möbel, das sich harmonisch in jedes Wohnambiente integriert. Mit einer erstklassigen Auswahl an Holzdekoren und Stoffen haben Sie die Möglichkeit, Ihr individuelles Pflegebett passend zu Ihrem persönlichen Einrichtungsstil zu gestalten.



Bezug Deligard brooks 6553



Bezug Deligard liv 3551



Bezug Deligard liv 5550



Bezug Deligard tiba 1111

Komfort-Vorteile:

- Ergonomische Rückenlehne und Matratzenausgleich sorgen für eine bequeme und physiologische Sitzposition
- Übersichtlicher Handschalter mit vielen Verstellmöglichkeiten und Sperrfunktion
- Vielfältige Sitz- und Liegeeeinstellungen sowie Liegeflächensysteme bieten erhöhten individuellen Liege-Komfort

Pflege-Vorteile:

- Großer Höhenverstellbereich: sicheres Liegen bei der niedrigsten Höhe von nur 25 cm - optimale Pflege bis zur max. Verstellhöhe von 80 cm
- 4-geteilte Liegefläche, mit Federholzleisten und Zonenverstärkung
- Standsicherheit: Zentraler Bremshebel für alle 4 Rollen, für leichtes Rangieren
- Optional mit verschiedenen Seitensicherungen ausstattbar

224	Polsterbett practico 25 80 plus 90 x 200 cm
224	Polsterbett practico 25 80 plus 100 x 200 cm
	Weitere Bettbreiten und Längen auf Anfrage.

Das practico 25|80 plus in modernem Holzdekor, hier Sonoma Eiche hell. Das niedrige Fußende und die kopfseitige Seitensicherung SR3 runden das wohnliche Pflegebett perfekt ab.



Vielfältige Sitz- und Liegeeeinstellungen sowie Liegeflächensysteme bieten erhöhten, individuellen Liegekomfort und unterstützen optimale Pflege.





HERMANN BOCK

livorno niedrig

Das livorno niedrig bietet mit seinem eleganten Design und benutzerfreundlicher Funktionalität eine einfache Möglichkeit für den Umstieg in ein neues Bett. Die Basisversion beinhaltet alle wichtigen Komfortfunktionen wie Höhenverstellbarkeit, elektrische Rücken- und Beinverstellung. Zusätzlich gibt es zahlreiche Ausstattungsoptionen wie verkleidete Rollen und eine große Auswahl an Holzdekoren. Für mehr Sicherheit beim Aufstehen steht die geteilte Seitensicherung zur Verfügung. Optional kann eine Unterbettbeleuchtung für einen sicheren Weg aus dem Bett und zurück sorgen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
220	livorno niedrig

HERMANN BOCK

domiflex 3 plus

Häusliche Pflege weiter gedacht – Modular, nachhaltig, evidenzbasiert

- Verlängerter Rückenbügel mit gleichzeitigem Matratzenausgleich für mehr Ergonomie und Komfort
- Einstiegshöhe von nur 35 cm für sicheres Sitzen auf der Bettseite und Erleichterung beim Aufstehen und Hinsetzen aus dem Bett
- Stilvolles Design in Sonoma Eiche hell
- Bettbreiten wahlweise in 90 und 100 cm, Längen 200 und 220 cm
- Verlängerbar auf 220 cm – werkzeuglos und in wenigen Handgriffen
- Ergonomischer, kabelgebundener Handschalter mit Sperrfunktion
- Modulares Zubehörpaket: geteilte Seitensicherungen, Mobilisationsgriff, Holz-Vollverkleidung
- Standardmäßig bis 155 kg Patientengewicht, sichere Arbeitslast bis 190 kg
- Flexibel umrüstbar als Schwerlastbett
- Platzsparendes Transport- und Lagerungssystem
- Werkzeuglose Montage & Demontage

Artikel-Nr.	Beschreibung
231	domiflex 3 plus



Die Hermann Bock GmbH hat ein zirkuläres Wertschöpfungsmodell entwickelt, um Nachhaltigkeit fest im Alltag der Pflege zu integrieren.





Hermann Bock
belluno bibs

Mit dem integrierbaren Betteinsatz überall zu Hause

- Komfortable, langlebige Liegefläche
- Flexibel einsetzbar
- für bis zu 4 verschiedene Bettenmaße
- Füße mit Bodenausgleichsschrauben für einen sicheren und festen Stand
- Einfacher Auf- und Abbau
- Leichte Bauteile, hohe Stabilität
- Niedrigstes Einbaumaß 33 cm
- Höhenverstellung stufenlos bis 75 cm
- Kurzes Untergestell (nur 1160 mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung
282	belluno bibs



HERMANN BOCK

Server bock storeline® s200

Der komfortable Server storeline® s200 mit stufenlos höhenverstell- und schwenkbarer Bettischplatte ist ein flexibler Begleiter zum bock Pflegebett. Die Schrägstellung fördert eine ergonomische und bequeme Lese-Position, die Stoppleisten auf dem Tisch sorgen für den richtigen Halt. Platz für die Aufbewahrung der Lesebrille oder eines Getränks bietet die feststehende Ablage mit Multifunktionsbügel.

Artikel-Nr.	Beschreibung
350	bock storeline® s200

SLK

Wechseldruck-Systeme III und Pain & Therapy

Die Wechseldruck-Matratzen bestehen aus verschiedenen angeordneten Luftkissen. Diese werden abwechselnd mit Luft aufgepumpt. Dadurch wird eine mehrfach wechselnde Druckentlastung geboten. Es gibt jedoch kein universell einsetzbares System, das allen Patientinnen und Patienten gleichermaßen hilft. Deshalb müssen die Bedürfnisse der zu versorgenden Patientinnen und Patienten individuell abgewogen werden.



Modell SLK 3



Modell Pain & Therapy





Bildhinweis: Pflegebett Regia mit grauen Stoffblenden sowie Kopfteil in Nobla und Fußteil in Nob a mala in grauer Steppung.

BURMEIER

Regia - das flexible Pflegebett mit dem Easy-Switch-System

Das Regia ist ein Niedrigbett, dessen untere Liegeflächenhöhe von nur 26 cm Bewohner vor gefährlichen Stürzen schützt. Auf der oberen Höhe von 80 cm können Pflegekräfte rückschonend arbeiten. Mit dem Easy-Switch-System lassen sich die Häupter, die geteilte Seitensicherung und die Seitenblenden werkzeuglos anbringen und abnehmen. So passt sich das Bett flexibel jeder Anforderung an.

Artikel-Nr.	Beschreibung
300009	90 x 200 cm
300009 ZLFB002	100 x 200 cm
300009 ZAUS019	180 x 200 cm

BURMEIER

Regia partner - das Pflegebett für Paare

Das Pflegebett Regia von Burmeier setzt höchste Maßstäbe für häuslichen Komfort. Jetzt gibt es mit dem Regia partner eine Doppelbett-Variante. Die Betthälften des Regia partner lassen sich einfach trennen und wieder zusammenfügen.

Die Pflege über beide Längsseiten des Bettes ist jederzeit möglich.

- Liegeflächenmaß 180 x 200 cm
- Bettverlängerung um 20 cm möglich
- Sichere Arbeitslast 2 x 225 kg
- Separate Handschalter für beide Liegeflächen
- Rücken- und Beinlehnen individuell verstellbar
- Höhenverstellung von 26 bis 80 cm
- Ergonomische Sitzposition durch Schwenkung in Fußtieflage
- Beide Betthälften bewegen sich bei Höhenverstellung und Schwenkung immer synchron
- Geteilte teleskopierbare Seitensicherungen mithilfe des Easy-Switch-Systems jederzeit werkzeuglos nachrüstbar

THOMASHILFEN

Familiärer Hausnotruf

Speziell für die häusliche Pflege entwickelt bietet er Sicherheit, wenn es darauf ankommt. Mit sofortigen Alarmen auf Knopfdruck stellen Sie sicher, dass Hilfe immer nur einen Moment entfernt ist - weil jede Sekunde zählt.



Notrufknopf für die familiäre Alarmierungskette

- Beliebig viele Notrufknöpfe nutzen
- Bis zu 6 Notfallkontakte hinterlegen
- Anruf (automatische Ansage) und Push-Benachrichtigung
- Auch Notrufarmband und Notrufkette erhältlich
- Einfache Installation
- App erforderlich (kostenlos)

Artikel-Nr.	Beschreibung
9800610160000	Familiärer Hausnotruf

THOMASHILFEN

Hochwertige Pflege-Matratzen Parkinson. Demenz. Pflege.

Die MiS Liegesysteme für besondere Anforderungen in der Pflege unterstützen Menschen mit besonderen Bedürfnissen beim Schlafen - individuell und wirkungsvoll. Die patentierte MiS Micro-Stimulation® passt sich sensibel den Bewegungen des Körpers an, entspannt die Muskeln und fördert die Durchblutung. So wird der Schlaf tiefer, erholsamer und die Bewegung unterstützt.



Entdecken Sie die Thevo-Matratzen von Thomashilfen:

Ihr Weg zu neuer Schlafqualität und Wohlbefinden. Thevo-Matratzen sind weit mehr als nur Schlafunterlagen. Investieren Sie in Ihre Regeneration und Lebensqualität. Erkundigen Sie sich beim Händler Ihrer Wahl nach den Thevo-Matratzen von Thomashilfen!

Artikel-Nr.	Beschreibung
9800674000000	Parkinson-Matratze ThevoCalm, 90 x 200 cm, bis 140 kg
9800628410011	Demenz-Matratze ThevoVital, 90 x 200 cm, bis 140 kg
9800686000000	Pflege-Matratze ThevoautoActiv 800, 90 x 200 cm, bis 135 kg

ROLKO

Rolko-EasyTransfer

Die Produkte erleichtern den Personentransfer, z. B. vom Rollstuhl ins Bett oder Auto. Die eigenständige Nutzung ohne Fremdhilfe ist auch möglich. Alle Produkte sind für eine praktische und komfortable Anwendung miteinander kombinierbar.



Artikel-Nr.	Beschreibung
RBK-700-01	Rutschbrett, gerade, 700 x 230 mm
RBK-KV	Rutschbrett, gebogen, 670 x 215 mm
RBK-KV-2	Rutschbrett, gebogen 750 x 215 mm
DRT-400	Drehteller, 413 x 413 mm
TFG-L	Beckengurt, 1.200 x 130 mm
TFH-L	Beingurt, 1.000 x 220 mm



GULDMANN

Deckenlifter GH1

Maßgeschneidert für Ihr Zuhause

Ein Guldmann Deckenlifter ist weit mehr als Technik – er ist ein Gewinn an Lebensqualität. Er nimmt die körperliche Schwere aus Transfers, der täglichen Hygiene oder Mobilisationsübungen. Das bedeutet: Schutz für Ihren Rücken und ein sicheres, würdevolles Gefühl für den Patienten.

Wir passen das System harmonisch an Ihre Räume an. Das unauffällige Schienensystem, kombiniert mit sanfter Hebeteknik und bequemem Sitz, fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

Finanziell sorgenfrei

Guldmann Systeme sind anerkannte Hilfsmittel. Die Kosten werden daher oft vollständig von der Kasse übernommen.



Eazy-up flex



Eazy-up fix

SLK

Aktivlifter Eazy-up fix und flex

Der Aktivlifter SLK Eazy-up unterstützt einen sicheren und komfortablen Transfer in die stehende Position und erleichtert den Aufstehvorgang. Dank besonders niedrigem Fahrwerk lässt er sich gut unter Sitzgelegenheiten fahren und eignet sich auch für enge Räume und schmale Türen. Das Modell ist mit fixem oder manuell verstellbarem Fahrwerk erhältlich. Hohe Wendigkeit und rückschonende Handhabung entlasten Pflegepersonen und fördern zugleich Mobilität und Aktivität der Nutzer.

Artikel-Nr.	Beschreibung
8016	Eazy-up flex
8017	Eazy-up fix

SLK

Multy

Der SLK Multy ermöglicht ein schonendes Aufheben und Absetzen von Personen und unterstützt sichere Transfers im Pflegealltag. Dank verstellbarer Spreizung bietet er guten Zugang zu Sesseln, Betten oder Rollstühlen und eignet sich auch für enge Räume. Soft-Start/Soft-Stopp und die komfortable Steuerung sorgen für eine sanfte, kontrollierte Bewegung. Belastbar bis 185 kg.



Artikel-Nr.	Beschreibung
8009	manuelle Fahrwerkspreizung
8013	elektrische Fahrwerkspreizung

RUSSKA

Roth MOBELI Mobiler 2-Handgriff

Nur bei den Roth MOBELI mobilen Haltegriffen wird permanent der Vakuumzustand gemessen und auf die Sicherheitsanzeige übertragen. So sieht der Anwender auf einen Blick, ob die Haftkraft ausreichend und eine sichere Anwendung gewährleistet ist. Tritt die Sicherheitsanzeige hervor, muss der Saugteller neu befestigt werden und die Haftkraft ist wieder optimal gewährleistet. Alle MOBELI Haltegriffe wurden durch den TÜV Süd nach der ISO 17966:2016 erfolgreich getestet. Im Kontext der neuen Prüfung wird die Belastbarkeit ab sofort mit dem max. Benutzergewicht angegeben.

Dieser Haltegriff in unterschiedlichen festen Greiflängen hält ohne feste Montage mittels extrem starker Vakuum-Saugteller. Sehr leicht und schnell platzier- und lösbar. Untergrund muss aus glattem, porenreichem Material bestehen, z. B. Fliesen. Benötigte Fliesengröße: mindestens 13 x 13 cm.

Roth MOBELI Mobiler 2-Hand-Teleskopgriff

Diese Griffe lassen sich in ihrer Länge variieren und erhöhen somit die Flexibilität und Einsatzbereiche. Unterschiedliche Anwender in einem Haushalt können so einen Griff optimal an das jeweilige Bedürfnis anpassen. Benötigte Fliesengröße: mindestens 13 x 13 cm.

Artikel-Nr.	Beschreibung
78100221	Mobiler 2-Hand-Teleskopgriff / 22-34,5 cm, max. Benutzergew. 85 kg
78100222	Mobiler 2-Hand-Teleskopgriff / 34-46,5 cm, max. Benutzergew. 85 kg
78100223	Mobiler 2-Hand-Teleskopgriff / 44-56,5 cm, max. Benutzergew. 85 kg
78100224	Mobiler 2-Hand-Teleskopgriff / 66,5-79 cm, max. Benutzergew. 80 kg



Artikel-Nr.	Beschreibung
78100220	Mobiler 1-Handgriff / 11 cm, max. Benutzergew. 105 kg
78100225	Mobiler 2-Handgriff / 21 cm, max. Benutzergew. 100 kg
78100226	Mobiler 2-Handgriff / 35 cm, max. Benutzergew. 95 kg
78100227	Mobiler 2-Handgriff / 65 cm, max. Benutzergew. 95 kg



REHAFORUM

Liberty® Mobilgrip 350 | 500

Der mobile Haltegriff dient der Stabilisierung beim Ein- und Aussteigen in die Badewanne / Dusche. Die Anbringung erfolgt ohne Schrauben und Bohren auf sauberen, glatten Flächen. Der patentierte Saugnapf-Indikator zeigt an, ob der Liberty® Mobilgrip ordnungsgemäß angebracht wurde.

- Durchmesser Saugnapfe 9,5 cm
- Max. Belastbarkeit ca. 60 kg vertikal / ca. 30 kg abgewinkelt
- nach ASTM F446-85

Artikel-Nr.	Beschreibung
09069358	Liberty Mobilgrip, 350 mm
09069364	Liberty Mobilgrip, 500 mm

RUSSKA

laguna Duschhocker

Der Duschhocker aus der Serie laguna vereint schickes Design mit höchster Qualität und Flexibilität. Auf diesem eleganten und leichten Raumwunder wird die tägliche Hygiene selbst in kleinen Duschen zum Erlebnis. Sicherheit und Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen bietet die Variante mit Armlehnen. Diese zeichnen sich durch ihre angenehm breite Auflagefläche sowie die werkzeuglose, sehr einfache Montage aus. In weiß oder schwarz erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung
78700600	Max. Belastbarkeit: 150 kg





DIETZ GROUP

TAYO Duschstuhl mit Armlehnen

Der TAYO Duschstuhl überzeugt mit einer Reihe durchdachter Eigenschaften: Das modulare Stecksystem erlaubt eine einzigartige, flexible Anpassbarkeit in 7 Stufen, ebenso lässt sich der Hygieneausschnitt wahlweise nach vorn oder nach hinten ausrichten.

Artikel-Nr.	Beschreibung
430104	TAYO

© DIETZ GmbH - Alle Rechte vorbehalten



RUSSKA

Toilettensitzerhöhung QuickTop mit Armlehnen

Als einziger am Markt befindlicher Toilettensitzerhöher mit Armlehnen deckt er die DIN EN 33:2019-07 ab und kann auf allen Toilettenbecken mit Montageöffnungs-Durchmessern von 15 ± 2 mm angebracht werden.

- QuickTop-Anbringung für schnelle Montage
- Brücke sowie Dübel sind bereits vormontiert
- Universell montierbar für Lochdurchmesser 15 ± 2 mm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg für Sitz und Deckel
- Softtouch-Oberfläche für unempfindliche Optik und sicheres Sitzen
- 3-fach höhenverstellbar
- TÜV-geprüft



DIETZ GROUP

KANJO Eco weiß

Die standardmäßig vorhandenen Seitenklappen beim KANJO Eco erleichtern den Ein- und Ausstieg. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen garantieren eine bestmögliche komfortable Ruheposition.

Artikel-Nr.	Beschreibung
750/51	KANJO Eco



DIETZ GROUP

SmartFix

Die fest montierte Toilettensitzerhöhung SmartFix gibt älteren oder mobil eingeschränkten Menschen ein sehr sicheres und komfortables Sitzgefühl zurück.

Artikel-Nr.	Beschreibung
429112	SmartFix

DIETZ GROUP

TAYO Duschhocker dreieckig

Der TAYO Hocker überzeugt durch sein platzsparendes Design und passt aufgrund seiner dreieckigen Sitzplatte auch in kleine Duschen.



Artikel-Nr.	Beschreibung
430105	TAYO dreieckig



**Aktiv bleiben und die
eigene Gesundheit
bewusst stärken**

Gesundheit und Fitness

Gesundheit und Fitness sind wichtige Grundlagen für Wohlbefinden und Lebensqualität – in jedem Alter. Kleine Helfer für Training, Entspannung und Kontrolle gesundheitlicher Werte können dabei unterstützen, aktiv zu bleiben und den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen.

Sie fördern Beweglichkeit, regen die Durchblutung an, unterstützen bei der Entspannung und helfen, wichtige Gesundheitswerte im Blick zu behalten. So lassen sich einfache Übungen, wohltuende Anwendungen und regelmäßige Selbstkontrollen unkompliziert in den Alltag integrieren – für mehr Balance, Vitalität und persönliches Wohlbefinden.



REHAFORUM

Igelbälle

Für Hand- und Fingerübungen und zur Massage. Die latexfreien Igelbälle RFM® sind in verschiedenen Größen und Farben oder auch im Set erhältlich.

Artikel-Nr.	Beschreibung
80007495	Ø 5 cm, grün
00424763	Ø 6 cm, orange
57100053	Ø 7 cm, grün
00211599	Ø 8 cm, gelb
00211576	Ø 9 cm, rot
00211553	Ø 10 cm, blau



REHAFORUM

Balancekissen

Das mit Luft gefüllte Balancekissen RFM® entlastet durch seine optimierte Form die Rücken-, Hals- und Nackenmuskulatur. Das Kissen unterstützt eine aufrechtere Sitzhaltung. Durch die Instabilität, welche durch das Sitzen auf dem Balancekissen RFM® entsteht, wird der Körper ständig unbewusst ausbalanciert – ein perfektes Training für Rücken- und Beckenbodenmuskulatur. Die Luftmenge kann ganz einfach mittels der beiliegenden Luftpumpe reguliert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Das Balancekissen RFM® eignet sich perfekt als Sitzkissen für jeden Stuhl zu Hause, im Büro oder in der Schule.

- Durchmesser 36 cm | Dicke 6 cm
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Material Polyvinylchlorid (PVC)
- Aufblasbar und entleerbar, inkl. Luftpumpe

Artikel-Nr.	Beschreibung
19525657	beere
19525658	opalgrün



Artikel-Nr.	Beschreibung
352420	EMT-6 Kombigerät

PROMED

EMT-6 Kombigerät

Digitales Kombigerät zur Schmerztherapie und Muskelstimulation (TENS & EMS)

- Geeignet zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen sowie Mobilitätsstörungen
- Unterstützt Rehabilitation, Muskelaufbau, Muskelerhalt und Training
- Ideal für sportliche Anwendungen und therapeutische Nutzung
- Kassenrückerstattung möglich

BEURER

Digital TENS/EMS Relief+

- Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) - zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung
- Elektrische Muskel-Stimulation (EMS) - für Muskeltraining und -regeneration
- 2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden (Elektroden inklusive; Größe 45 x 45 mm)
- 64 vorprogrammierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage)
- 6 individualisierbare Programme (TENS/EMS)
- Favoritenprogramm: Unterstützt den einfachen und schnellen Zugriff auf das favorisierte Programm
- Timer-Funktion (5-100 Minuten einstellbar)
- Invers-LCD mit weißem Backlight
- Sicherheitsabschaltung
- Ausgangsspannung: max. 100 Vp-p (500 Ohm load), Ausgangsstrom: max. 200 mA p-p (500 Ohm)
- Pulsfrequenz: 1-150 Hz, Pulsbreite: 50-450 μ s pro Puls
- Impulsform: biphasische Rechteckimpulse
- Inkl. 3 x 1,5 V Batterien AAA
- Medizinprodukt



Artikel-Nr.	Beschreibung
604.28	DIGITAL TENS/EMS RELIEF+



PROMED

Gewebe-Elektrode

Selbstklebende Gewebe-Elektroden für alle PROMED TENS- und EMT/EMS-Geräte

- Hautfreundliches, flexibles Material für angenehmen Tragekomfort
- Zuverlässige Leitfähigkeit für effektive Stimulation
- Wiederverwendbar bei sachgemäßer Anwendung

Artikel-Nr.	Beschreibung
359170	Gewebe-Elektroden 40 x 40 mm
359910	TENS-Kontaktgel, 50 g
359130	Vaginal-Sonde
359131	Anal-Sonde
359070	Carbon-Dauerelektroden 40 x 40 mm
359171	Gewebe-Elektroden 45 x 45 mm
359172	Gewebe-Elektroden 45 x 35 mm
359173	Gewebe-Elektroden 150 x 95 mm (Butterfly)
359174	Gewebe-Nacken-Elektrode 130 x 110 mm
359177	Gewebe-Elektroden Ø 32 mm
359178	Gewebe-Elektroden 45 x 80 mm



BOSO

Oberarmmessgerät »medicus uno«

- Sehr präzises Blutdruckmessen am Oberarm
- Intelligente Aufpumpautomatik für Messung ohne Nachpumpen
- Letzte Messung wird automatisch gespeichert
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen
- Manschette für Armumfänge von 22 bis 32 cm
- Alkaline-Batterien inklusive
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Optional erhältlich: XL-Manschette (32 bis 48 cm), Netzgerät

Artikel-Nr.	Beschreibung
451-0-143	medicus uno



RUSSKA

Oberarm-Blutdruckmessgerät OMRON M4 Connect AFib

- Erkennung möglicher Vorhofflimmer-Episoden (AFib)
- Intelli Wrap Manschette (Oberarmumfang: 22-42 cm) für einfache und präzise Anwendung
- Anbindung an die OMRON connect App zur digitalen Auswertung
- Zwei Benutzerprofile mit je 100 Speicherplätzen plus Gastmodus
- Erkennung unregelmäßiger Herzschläge
- Indikator für zu hohen Blutdruck
- Klinisch validiert - auch bei Typ-2-Diabetes und bei Schwangeren mit und ohne Präeklampsie

Artikel-Nr.	Beschreibung
36100404	M4 Connect AFib

MEDEL

Sense

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Übersichtlich, gut ablesbares Display
- Messerinnerung
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Erkennt und warnt bei evtl. Herzrhythmusstörungen
- 4 x 30 Speicherplätze
- Durchschnittswertberechnung aller Messwerte
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Medizinprodukt nach Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)



Artikel-Nr.	Beschreibung
100.85	Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Ruheindikator

MEDEL

Elite Plus

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse
- Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette
- Erkennt und warnt bei evtl. Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention
- Dreifachmessung für noch genauere Messwerte
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte
- Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
- Medizinprodukt nach Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)

BOSO

Oberarmmessgerät »medicus X«

- Präzises Blutdruckmessen am Oberarm - klinisch validiert nach ESH
- Mittelwertfunktion für die Beurteilung des Blutdrucks nach WHO
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen zum Erkennen von z. B. Vorhofflimmern
- Speicher für 30 Messwerte für 14-Tage-Profil
- Manschette für Armumfänge von 22 bis 32 cm
- Intelligente Aufpumpautomatik für Messung ohne Nachpumpen
- Alkaline-Batterien inklusive
- 3 Jahre Qualitätsgarantie



Optional können ein Netzteil sowie eine XL-Manschette für einen Armumfang von 32 bis 48 cm an das Gerät angeschlossen werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung
477-0-143	medicus X



Artikel-Nr.	Beschreibung
600.98	Oberarm-Blutdruckmessgerät

BEURER

IH 57 Inhalator

- Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege
- Bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen
- Hohe Verneblungsleistung - kurze Inhalationszeit
- Zubehör: Mesh-Vernebler mit Medikamenten-Behälter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Tasche und Mikro-USB-Kabel
- Hygienische Aufbereitung durch Selbstreinigungsfunktion
- Flexibel schwenkbar bis 45°
- Ideal für Kinder und reisetauglich
- Flüsterleise (ca. 45 dB(A))
- Medizinprodukt



Artikel-Nr.	Beschreibung
601.42	IH 57 Inhalator



PARI

PARI COMPACT2

Der Allrounder für Groß und Klein ist bei allen Altersgruppen (ab 6 Monate) und Anwendungsgebieten der unteren Atemwege einsetzbar. Der PARI LC SPRINT COMPACT Vernebler sorgt für eine hohe Lungendeposition auch bei kurzen Inhalationszeiten. Dank der einfachen Handhabung und der sicheren Hygiene auch ohne Chemie ist der PARI COMPACT2 auch besonders für Kinder und ältere Patienten geeignet.

Ausstattung:

- PARI COMPACT2 Kompressor
- PARI LC SPRINT COMPACT Vernebler
- Mundstück
- PARI Babymaske soft
- PARI Kindermaske soft
- Anschlusschlauch



PARI COMPACT2 Year Pack

Verneblerset für regelmäßigen Austausch.

- PARI LC SPRINT COMPACT Vernebler
- Filter für PARI COMPACT2
- Mundstück universell
- Anschlusschlauch (female/male)

Artikel-Nr.	Beschreibung
152G1000	COMPACT2
023G3510	COMPACT2 Year Pack

MEDEL

Air Plus

- Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege
- Bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc.
- Hoher Anteil lungengängiger Partikel (MMAD): 3,07 μ m
- Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.) - kurze Inhalationszeit
- Nasendusche für Befeuchtung der Schleimhäute
- Zubehör: Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluftschlauch, Nasendusche, Filter und Aufbewahrungstasche
- Desinfektionsfähig
- Medizinprodukt



Artikel-Nr.	Beschreibung
607.91	Air Plus

MEDEL

Stick

Insektenstichheiler

- Kann die Heilung von Insektenstichen beschleunigen
- Kann gegen Juckreiz und Schwellungen ohne chemische Stoffe helfen
- 2 unterschiedliche Programme: für die Erstanwendung sowie für Personen mit empfindlicher Haut, für regelmäßige Anwendungen
- Schnell aufheizende, keramische Heizplatte
- Modernes, handliches Design
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien
- Medizinprodukt



Artikel-Nr.	Beschreibung
607.33	Insektenstichheiler

PROMED

AL-1300 WS Aroma-Diffusor

- Ultraschall-Aroma-Diffusor mit großem 1,3-Liter-Wassertank
- Lange Laufzeit von ca. 10-14 Std. für gleichmäßige Raumbeduftung
- Feine, mikrofeine Vernebelung zur Verbesserung des Raumklimas
- 7-facher LED-Farbwechsel für eine entspannende Wohlfühlatmosphäre
- Leiser, energiesparender Betrieb mit automatischer Abschaltung bei leerem Tank

Artikel-Nr.	Beschreibung
651025	Aroma-Diffusor



**BEURER****HD 82 Wärmездеcke**

- Luxuriöses Obermaterial
- Maschinenwäsche 30 °C
- Atmungsaktiv und hautsympathisch
- Sicherheitsabschaltung nach 3 Stunden
- 6 Temperaturstufen
- Garantie: 3 Jahre

Artikel-Nr.	Größe
40051 Stockholm	180 x 130 cm
40052 Helsinki	180 x 130 cm

**BEURER****HK 126 XXL Nordic Taupe - XXL Heizkissen**

- Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten
- Schnellheizung
- LED-Tastenschalter
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- Maschinenwäsche 30 °C

Artikel-Nr.	Beschreibung
20047	ca. 60 x 30 cm

**MEDEL****Cozy Warm Heizkissen**


- Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellheizung
- Abnehmbarer Schalter
- Maschinenwaschbar bis 30 °C

Artikel-Nr.	Beschreibung
20019	44 x 33 cm

BEURER**HK 64 Cosy Grey - Rücken-/Nacken-Heizkissen**

- 3 Temperaturstufen
- Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten
- Individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals
- Schnellheizung
- Beleuchtete Temperaturstufen
- LED-Tastenschalter

Artikel-Nr.	Beschreibung
20046	62 x 42 cm

**Kuschelige Wärme pur...**

Mit wohlthuender Wärme einfach mal die Seele baumeln lassen. Für ein Leben mit Wärme bleiben bei uns keine Wünsche unerfüllt. Heizkissen, Wärmездеcken oder ein kuscheliger Fußwärmer sorgen für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa, im Sessel oder im Bett. Diese Produkte sorgen für Entspannung und Wohlbefinden.



MEDEL

INFRARED Infrarotlampe

- Wohltuende Wärme
- Bei Erkältungen und Muskelverspannungen
- Maximale Sicherheit mit Schutzbrille und Schutzgitter
- Verstellbarer Schirm: 5 Neigungsstufen
- 100 Watt
- Medizinprodukt

Artikel-Nr.	Beschreibung
614.06	Infrarotlampe



BOSO

Fußwärmer bosotherm 3000

Wohlige Wärme – zugeschnitten auf Sie

- Waschbares, herausnehmbares Teddy-Innenfutter (70 % Polyester / 30 % Acryl)
- Überhitzungsschutz
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- 100 Watt
- 3 Jahre Qualitätsgarantie

Artikel-Nr.	Beschreibung
521-0-011	32 x 26 x 30 cm



PROMED

NRP-2.0 Schulter-Nackenheizkissen

- Ergonomisch geformtes Heizkissen für Schulter- und Nackenbereich
- Sechs individuell einstellbare Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen dank 100-Watt-Turbo-Heat-Funktion
- Weiches, flauschiges Obermaterial für angenehmen Tragekomfort
- Waschbar und mit automatischer Sicherheitsabschaltung

Artikel-Nr.	Beschreibung
614020	52 x 56 cm



BEURER

HK 78 Heaty - Heizkissen

- Kompaktes Heizkissen mit modernem Cordstoff
- Bis zu 4 Stunden wohltuende Wärme
- Einfache Anwendung mit Bedienelement am Produkt
- Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten
- Schnellheizung
- Kissenbezug: Maschinenwäsche 30 °C
- Innenkissen inklusive – nicht waschbar

Artikel-Nr.	Beschreibung
20083	45 x 45 cm

A photograph of an older man and woman sitting on a light blue mat on a grassy lawn in a park. The man, on the left, has a grey beard and is wearing a light blue t-shirt and dark shorts. He is leaning forward, reaching towards his right foot with both hands. The woman, on the right, has short grey hair and is wearing a light green tank top and dark leggings. She is also leaning forward, reaching towards her right foot with both hands. They are both smiling and looking towards each other. The background is filled with lush green trees and foliage, with sunlight filtering through the leaves, creating a warm and pleasant atmosphere.

**Komfort und Sicherheit
bei den täglichen
Herausforderungen**

Alltag und Versorgung

Im Alltag können kleine Hilfsmittel einen großen Unterschied machen. Sie unterstützen dabei, Bewegungen zu erleichtern, Komfort zu erhöhen und gesundheitliche Anforderungen besser zu bewältigen. Ob unterwegs, bei längeren Aktivitäten oder bei täglichen Routinen – durchdachte Lösungen helfen, den Alltag angenehmer und selbstständiger zu gestalten. Sie fördern das persönliche Wohlbefinden, bieten zuverlässige Unterstützung in unterschiedlichen Situationen und tragen dazu bei, aktiv und sicher durch den Tag zu gehen.



THOMASHILFEN

Die Hilfsmittel-Boxen

Gut versorgt im Alltag. Einfach, durchdacht, passend. Die Thomashilfen Hilfsmittel-Boxen bündeln bewährte Produkte für Menschen mit Einschränkungen. Übersichtlich zusammengestellt für typische Alltagssituationen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
9800808040000	Tabletten-Einnahme
9800808070000	Parkinson - Essen & Trinken
9800808050000	Körperpflege - Hand & Fuß
9800808280000	Arthrose - Alltag

Artikel-Nr.	Größe
75289-00020-02	S (37 - 40), Weiß
75289-00021-02	M (39 - 42), Weiß
75289-00022-02	L (41 - 44), Weiß
75289-00023-02	XL (42 - 46), Weiß
75289-00030-02	S (37 - 40), Grau
75289-00031-02	M (39 - 42), Grau
75289-00032-02	L (41 - 44), Grau
75289-00033-02	XL (42 - 46), Grau
75289-00090-00	S (37 - 40), Pink
75289-00091-00	M (39 - 42), Pink

Artikel-Nr.	Größe
75289-00092-00	L (41 - 44), Pink
75289-00093-00	XL (42 - 46), Pink
75289-00070-00	S (37 - 40), Schwarz
75289-00071-00	M (39 - 42), Schwarz
75289-00072-00	L (41 - 44), Schwarz
75289-00073-00	XL (42 - 46), Schwarz
75289-00080-00	S (37 - 40), Royal Blue
75289-00081-00	M (39 - 42), Royal Blue
75289-00082-00	L (41 - 44), Royal Blue
75289-00083-00	XL (42 - 46), Royal Blue

Farbangebot



JOBST

JOBST® Sport

JOBST® Sport ist speziell für Männer und Frauen entwickelt, die sich für ihre sportlichen Aktivitäten einen Kompressionsstrumpf wünschen, der besonders weich, leicht und atmungsaktiv ist.

Eigenschaften und Vorteile:

- Anatomisch gepolsterter Fuß- und Fersenbereich
- Extraflache Zehennaht für hohen Komfort bei Aktivitäten
- Gradueller Druckverlauf zur Unterstützung der Blutzirkulation und Reduktion von Schwellungen
- Carbonfasern sorgen für effektive Geruchskontrolle



Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt zwischen 15 und 20 mmHg



Kniestrumpf

JOBST

JOBST® Travel

Gezielte Kompression gegen Reisethrombose

JOBST Travel sind qualitativ hochwertige Kniestrümpfe aus feinstem Baumwoll-Mischgewebe. Das atmungsaktive Material fühlt sich vor, während und nach Ihrer Reise angenehm weich an und wirkt dennoch sehr effektiv. Die Größenermittlung erfolgt über die Schuhgröße.



Artikel-Nr.	Größe / Farbe
78844-00006-03	Größe 1 (37/38), Navy
78844-00007-03	Größe 1 (37/38), Black
78844-00012-03	Größe 1 (37/38), Beige
78845-00006-03	Größe 2 (39/40), Navy
78845-00007-03	Größe 2 (39/40), Black
78845-00012-03	Größe 2 (39/40), Beige
78846-00006-03	Größe 3 (41/42), Navy
78846-00007-03	Größe 3 (41/42), Black
78846-00012-03	Größe 3 (41/42), Beige
78847-00006-03	Größe 4 (43/44), Navy
78847-00007-03	Größe 4 (43/44), Black
78847-00012-03	Größe 4 (43/44), Beige
79272-00006-03	Größe 5 (45/46), Navy
79272-00007-03	Größe 5 (45/46), Black
79272-00012-03	Größe 5 (45/46), Beige

OFA

Ofa 365 - Sox4Life Kniestrumpf Baumwolle

Natürlich bequem. Spürbar stützend.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen: Ein Kniestrumpf, der sich gut anfühlt, perfekt sitzt und Ihrem Alltag ein Stück mehr Wohlbefinden schenkt. Genau das bietet Ofa 365 - Sox4Life mit Baumwolle. Denn wie heißt es so schön: Beine gut, alles gut!

- Super bequem: weicher Bund und Komfort-Fußspitze für ein entspanntes Tragegefühl
- Einfach praktisch: Größenbestimmung nach Schuhgröße
- Für jeden Tag gemacht: Ideal für Büro, Freizeit und unterwegs

Artikel-Nr.	Größe
03020104XX0100	Gr. I (36 - 38)
03020106XX0100	Gr. II (39 - 41)
03020108XX0100	Gr. III (42 - 44)
03020110XX0100	Gr. IV (45 - 47)



OFA

Ofa 365 - Sox4Life 140 den Kniestrumpf

Sanfte Stützkraft mit Pflege-Plus.

Strümpfe, die mehr können: Diese feine Variante ist Ihr tägliches Pflege-Upgrade mit Shaping-Effekt. Mandel- und Wildrosenöl verwöhnen Ihre Haut bei jedem Schritt - für Beine, die sich nicht nur gut anfühlen, sondern sichtbar gepflegt und geschmeidig bleiben.

- Pflege inklusive dank Mandel- und Wildrosenöl
- Semi-transparent - elegant & bequem
- Praktische Größenwahl nach Schuhgröße

Ofa 365 - Sox4Life Feinstrümpfe

macadamia madel haselnuss schwarzbeere



Artikel-Nr.	Größe
03140104XX0100	Gr. I (36 - 38)
03140106XX0100	Gr. II (39 - 41)
03140108XX0100	Gr. III (42 - 44)



OFA

Gilofa

Kompressive Vital- und Reisestrümpfe

Sieht aus wie ein normaler Baumwollstrumpf, kann aber viel mehr: Gilofa unterstützt Ihre Venen und sorgt für spürbar leichte Beine. Die sanfte Kompression hält Sie fit: ob im Homeoffice, auf langen Autofahrten oder beim Flug in den Urlaub. Wählen Sie zwischen zwei wohltuenden Varianten: mit Baumwolle für natürlichen Komfort oder mit Aloe Vera für extra Pflege. Die perfekte Passform wird individuell nach Ihren Beinmaßen ermittelt – für ein rundum gutes Gefühl.



Artikel-Nr.	Größe
Gilofa mit Baumwolle 03 1001	Umfangsgrößen S, M, L jeweils in Schuhgrößen 36 - 50
Gilofa mit Aloe Vera 03 1601	Umfangsgrößen S, M, L jeweils in Schuhgrößen 36 - 47

Gilofa

weiß	beige	anthrazit*	jeans*	marine	schwarz
					

*nur mit Baumwolle

Umfang (cm)	small	medium	large
„C“	29 – 39	34 – 44	39 – 49
„B“	18 – 21	21,1 – 25	25,1 – 30



ENOVIS

CHATTANOOGA®

Hypoallergenes Tape

- latexfrei, elastisch, atmungsaktiv und medikamentenfrei
- Erholung von Muskeln, Sehnen und Bändern kann gefördert werden

Artikel-Nr.	Farbe
5001	beige
5002	blau
5003	schwarz
5004	universal, pink

ENOVIS

AIRCAST® Cryo Cuff™

Kältetherapie-System zur Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen.

Anwendungsgebiete:

- postoperativ zur Abschwellung
- Schmerzreduktion
- Verstauchungen und Prellungen
- Unterstützung der Frühmobilisation
- bei frischen, geschlossenen Verletzungen von Bändern und Muskeln
- bei schmerzhaften Reizungen von Muskeln, Sehnenansätzen und Gelenken



Artikel-Nr.	Größe
2125	Cryo Cuff™ Kanne mit Schlauch, blau
11B01	Cryo Cuff™ Kniebandage, Gr. L, universal, blau
11A01	Cryo Cuff™ Kniebandage, Gr. M, universal, blau
11C01	Cryo Cuff™ Kniebandage, Gr. S, universal, blau
10A01	Cryo Cuff™ Knöchelbandage, Gr. U, universal, blau
12A01	Cryo Cuff™ Schulterbandage, Gr. Standard, universal, blau
12AXL01	Cryo Cuff™ Schulterbandage, Gr. XL, universal, blau

ENOVIS

AIRCAST® SofToes™

Bei Problemen im Zehen- und Vorfußbereich sind ergonomische Gelpolster bei konservativen Therapiemethoden häufig eine gute Entscheidung. Die vielseitige Bandbreite der AIRCAST® SofToes™ bringt dabei für jeden Bedarf im Zehenbereich eine passgenaue Lösung mit. Ein dezenter Hauch von Menthol sorgt für ein besonders frisches, luftig leichtes Lebensgefühl. Die SofToes bieten einen sanften Schutz, weichen Komfort und eine sichere Unterstützung. Alle SofToes® Gelpolster sind mit einem Pflegepuder (Talkum- Puder) beschichtet. Dieses sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.



Artikel-Nr.	Beschreibung
82-10-09	SOFTOES™ Ballenschutzhülse, Zehenspreizer, Gr. U, universal
82-10-01	SOFTOES™ Hammerzehenpolster, Hammerzehenpolster, Gr. U, universal
82-10-07	SOFTOES™ Kleinzehenschutz, Kleinzehenschutz, Gr. U, universal
82-10-03	SOFTOES™ Vorfußkissen mit Ring, Vorfußkissen mit Ring, Gr. U, universal
82-10-02	SOFTOES™ Vorfußkissen, Vorfußkissen, Gr. U, universal
82-10-05	SOFTOES™ Zehenkappe, Zehenkappe, Gr. U, universal
82-10-08	SOFTOES™ Zehenring, Zehenring, Gr. U, universal
82-10-06	SOFTOES™ Zehenspreizer, Zehenspreizer, Gr. U, universal
82-10-04	SOFTOES™ Zehentrenner, Zehentrenner, Gr. U, universal



ENOVIS

AIRCAST® HalguDay®

Hallux-Valgus-Korrekturorthese mit Gelenk

Eigenschaften:

- Gelenkschiene sorgt für volle Fußbeweglichkeit am Tag
- Feststellbares Gelenk ermöglicht eine optionale Ruhigstellung direkt nach der OP mit anschließender Mobilisierung in 0°-Position, in 30°-Flexion für ein leichtes Abrollverhalten trotz Ruhigstellung und in 30°-Extension zur Überstreckung der Sehnen
- Austauschbarer 10°-Zehenschenkel für sanfte Korrektur bei stärkerem Hallux-valgus-Grad
- Memory-Foam Kissen schmiegt sich sanft dem gereizten Ballen an, beruhigt und schützt
- Zugwirkung von außen für hohe Patienten-Compliance
- Stabiler Mittelfußgurt sorgt für starken Halt und Aufrichtung

Artikel-Nr.	Größe
82-07S	S, universal, weiß
82-07M	M, universal, weiß
82-07L	L, universal, weiß

ENOVIS

AIRCAST® HalguNight®

Hallux-Valgus-Korrekturorthese

Eigenschaften:

- Starre Schiene in 3 Größen zur Ruhigstellung in der Nacht
- Memory-Foam Kissen schmiegt sich sanft dem gereizten Ballen an, beruhigt und schützt
- Zugwirkung von außen für hohe Patienten-Compliance
- Stabiler Mittelfußgurt sorgt für starken Halt und Aufrichtung



Artikel-Nr.	Größe
82-08S	S, universal, weiß
82-08M	M, universal, weiß
82-08L	L, universal, weiß



ENOVIS

AIRCAST® HalguStrap®

Mittelfußbandage mit Pelotte

Eigenschaften:

- Stabiler Klettgurt sorgt für starken Halt und Aufrichtung
- Optimale Passform durch die Kombination aus elastischem und starrem Material
- Gewölbeunterstützende Pelotte für einen angenehmen Massageeffekt
- Schlankes Design ermöglicht volle Fußbeweglichkeit am Tag und in der Nacht

Artikel-Nr.	Größe
82-09	U, universal, blau

RUSSKA

Hallufix Hallux-valgus-Schiene Slim Comfort 2.0

Die Hallufix Hallux-valgus-Schiene wird gezielt zur konservativen Behandlung bei Hallux valgus (Ballenzeh) eingesetzt, um die Großzehenfehlstellung zu korrigieren. Sie bringt den Großzeh sanft in seine anatomisch natürliche Position, fixiert ihn zuverlässig und sorgt für unmittelbare Druckentlastung sowie Linderung von Schmerzen im empfindlichen Ballenbereich. Die Besonderheit: Das seitliche, flache und flexible Schienengelenk der Hallufix-Schiene ermöglicht ein natürliches Abrollen des Fußes und sorgt somit für eine große Bewegungsfreiheit bei Tag und Nacht, ohne aufzutragen. So bleibt der Fuß rund um die Uhr beweglich und belastbar, während die Korrekturwirkung kontinuierlich unterstützt wird. Die Classic-Schiene mit integrierten Gel-Seitenkissen schützt und kühlt den gereizten Ballen, fördert die Heilung und sorgt für zusätzlichen Komfort. Die Schiene eignet sich sowohl vorbeugend bei leichter bis mittlerer Fehlstellung als auch zur Unterstützung der Heilung nach einer Hallux-valgus-Operation. Durch die verstellbaren Klettverschlüsse ist die Passform individuell auf den Fuß einstellbar und sorgt für optimalen Sitz und optimale Wirkung. Die Hallufix Hallux-valgus-Schiene ist für beide Füße geeignet und kann in einem Bequemschuh getragen werden.

Hallufix Hallux-valgus-Schiene Slim Comfort 2.0

Die Weiterentwicklung der Classic-Schiene mit dem flexiblen Schienengelenk hat die gleiche medizinische Wirkungsweise. Die neu entwickelte Form und die innovative Materialkombination machen die Slim Comfort 2.0 schmaler, leichter und noch angenehmer zu tragen. Das offene Schienengelenk reduziert die Druckfläche, die besonders weiche Innenseite bietet angenehmen Tragekomfort, schützt die Haut vor Druck und Reibung und entlastet den Ballen spürbar. Die Schiene passt in nahezu jeden Schuh und ermöglicht es, wieder unbeschwerter durchs Leben zu gehen.

- Besonders schmal und leicht
- Passt in nahezu jeden Schuh

Artikel-Nr.	Beschreibung
60106002	Classic mit Gel-Seitenkissen / Gr. M, 36 - 42
60106006	Classic mit Gel-Seitenkissen / Gr. S, 34 - 36
60106007	Classic mit Gel-Seitenkissen / Gr. L, 41 - 46
60106305	Slim Comfort 2.0 / Gr. M, 36 - 42



Video-Anleitung



BORT

BORT AktiVen® Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe

- Erleichtert das Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sichere und selbstständige Handhabung
- Auch bei reduzierter Kraft und eingeschränkter Beweglichkeit



Artikel-Nr.	Beschreibung
599 010	BORT AktiVen® Anziehhilfe



Umfang Wade	Größe
< 40 cm	Größe 1
> 40 cm	Größe 2
rechts und links gleich	



SIGVARIS GROUP

DOFF N'DONNER Set

- Erleichtert das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen und führt so zu einer höheren Therapietreue
- Lässt Kompressionsstrümpfe schmerzfrei über Wunden, Narben und offene Beine gleiten
- Zum selbstständigen An- und Ausziehen oder für den Gebrauch durch eine Pflegekraft verwendbar
- Ist extrem strapazierfähig und für verschiedene Beinformen geeignet
- Verlängert die Haltbarkeit der Kompressionsstrümpfe
- Ist für die Modelle Wadenstrumpf, Schenkelstrumpf sowohl mit offener oder geschlossener Fußspitze geeignet



Bitte scannen,
um Erklärvideo
zu sehen

Artikel-Nr.	Beschreibung
301372	DOFF N'DONNER Set

JOBST

JOBST® Metallanziehhilfe

Für ein schnelles und schmerzfreies Über-die-Haut-Gleiten der Kompression. Zusätzlich wird die Haltbarkeit der Strümpfe verlängert. Die JOBST Metallanziehhilfe ist sehr strapazierfähig und für verschiedene Beinformen geeignet. Für die Handhabung wird wenig Kraft benötigt, was auch zu einer höheren Therapietreue führt. Geeignet für AD Kniestrümpfe und AG Schenkelstrumpf mit oder ohne Haftrand, in allen Größen und Kompressionsklassen sowie mit offener oder geschlossener Fußspitze. Durch die Anziehhilfe werden die Kompressionsstrümpfe zudem bestmöglich geschont und behalten so länger ihren therapeutischen Druck.



Artikel-Nr.	Größe
79668-00000-01	Normal
79668-00004-01	Groß

REHAFORUM

Greifhilfe Deluxe

Unverzichtbarer Allroundhelfer, simpel in der Bedienung. Der Handgriff ist behindertengerecht gestaltet und der Hebel leicht mit den Fingern zu betätigen. Die Greifhilfe RFM® Deluxe ist für den allgemeinen Einsatz bestimmt und geeignet für Personen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. In der Spitze befindet sich ein Magnet, mit dem kleine metallische Gegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln oder Büroklammern aufgesammelt werden können. Ein Haken am vorderen Ende ermöglicht das Aufheben leichter Gegenstände, etwa eines Schlüsselbundes. Der Kopf der Greifhilfe RFM® Deluxe ist drehbar, um die Anwendung zu erleichtern und um schmerzhafte Bewegungen beim Drehen des Handgelenks zu vermeiden. Maximale Belastbarkeit ca. 1 kg.



Artikel-Nr.	Beschreibung
09466272	Greifhilfe Deluxe - 56 cm
05374691	Greifhilfe Deluxe - 76 cm
05396735	Greifhilfe Deluxe - 89 cm



ENOVIS

ARTROSTAR® Classic

Nahrungsergänzungsmittel mit Glucosamin, Chondroitin, Kollagenhydrolysat, Hyaluronsäure sowie einer verbesserten Vitamin- und Mineralstoff-Kombination zur Ernährung der Knorpel

Artikel-Nr.	Größe
155080	80 Kapseln
155300	240 Kapseln



PROMED

Therapeutische Spezial- und Verbandschuhe

Komfort, Sicherheit und Funktionalität – dafür stehen die therapeutischen Spezial- und Verbandschuhe von PROMED. Die Modelle wurden speziell für Menschen mit empfindlichen, geschwollenen oder bandagierten Füßen entwickelt und bieten optimale Unterstützung im Alltag sowie während der Therapie und Rehabilitation. Großzügige Volumenbereiche, flexible Materialien und praktische Klettverschlüsse ermöglichen eine einfache Handhabung und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Fußformen. In Zusammenarbeit mit orthopädischen Fachleuten entwickelt, verbinden PROMED Spezial- und Verbandschuhe medizinische Funktionalität mit hohem Tragekomfort.

Sanicabrio DXL

- Extra weiter therapeutischer Verbandsschuh mit knöchelüberdeckendem Schaft
- Weit zu öffnende Cabrio-Verschlusstechnik für besonders leichten Einstieg
- Ideal bei geschwollenen Füßen, Bandagen oder nach Operationen
- Sicherer Halt durch zusätzlichen Fersenklett
- Überweite J



Art.-Nr.	Farbe	Größe
510130	Marineblau	36 - 47



Halbschuh Flex 2

- Vielseitiger therapeutischer Komfortschuh in Pantolettenform
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Variabler Fersenriemen - mehrere Tragevarianten
- Breiter Vorfußbereich für sicheren Stand
- Bequemweite: J

Art.-Nr.	Farbe	Größe
520230	Schwarz	36 - 47



SaniSoft

- Therapeutischer Komfortschuh in Halbschuhform
- Zwei Klettverschlüsse für sicheren Halt und einfaches An- und Ausziehen
- Tiefer Schaftausschnitt für hohen Tragekomfort
- Geeignet für Weichschaumeinlagen und empfindliche Füße
- Bequemweite: G

Art.-Nr.	Farbe	Größe
510170	Marineblau	36 - 47



München 3

- Niedriger therapeutischer Komfortschuh für empfindliche Füße
- Atmungsaktives Stretch-Obermaterial für flexible Anpassung
- Ristklettverschluss für komfortablen Ein- und Ausstieg
- Orthopädisch zurichtbare Laufsohle
- Bequemweite: G

Art.-Nr.	Farbe	Größe
521241	Braun	36 - 47
521242	Schwarz	36 - 47



Halbschuhe Wallgau und Grainau

- Therapeutischer Komfortschuh mit flexibler Stretch-Zehenbox
- Besonders geeignet bei Hallux, Hammerzehen, Arthrose und Schwellungen
- Hohe Anpassungsfähigkeit für empfindliche und rheumatische Füße
- Ideal auch zur Prophylaxe bei diabetischen Füßen
- Bequemweite: G

Art.-Nr.	Farbe	Größe
520210	Wallgau	36 - 47
520220	Grainau	36 - 47



Varomed



Modell 60910-60 aus Klettvelours

VAROMED

Therapieschuh Meran Protect

Verbandschuhweite L – wasserabweisend aus Lederimitat

- Ideal nach Operationen, bei Wickelungen oder als bequemer Heimschuh
- Weiches, saugstarkes Frotteefutter
- Komfortables Anziehen durch große Klettflasche vorne und Reißverschluss im Fersenbereich
- Leichte, rutschhemmende PU-Sohle – extrabreit und dämpfend
- Für persönliche Einlagen oder Bettungen geeignet
- Auch mit Obermaterial aus textilem Klettvelours erhältlich (Modell 60910)
- Pflegehinweis: Waschbar bei 30 Grad im Schonwaschgang

Art.-Nr.	Farbe	Größe
60912-60	Schwarz	36 - 47



VAROMED

Therapieschuh Göteborg

Verbandschuhweite L – luftig, leicht aber viel Volumen

- Ideal nach Operationen, bei Wickelungen oder als bequemer Heimschuh
- Sportliches Obermaterial, weiches & saugstarkes Frotteefutter
- Geformte Hinterkappe für sicheren Halt
- Klettverschlüsse für leichtes Anziehen und perfekte Anpassung
- Leichte, rutschhemmende PU-Sohle – extrabreit und dämpfend
- Für persönliche Einlagen oder Bettungen geeignet
- HINWEIS: Der Artikel fällt eine Nummer kleiner aus
- Pflegehinweis: Waschbar bei 30 Grad im Schonwaschgang

Art.-Nr.	Farbe	Größe
58882-60	Schwarz	36 - 46, 48
58882-50	Tan	36 - 46, 48
58882-20	Blau	36 - 46, 48
58882-03	Bordeaux	36 - 43



VAROMED

Therapieschuh Genua

Es geht gut mit Genua. Verbandschuhweite L - für sehr stark geschwollene oder verbundene Füße

- Ideal nach Operationen, bei Wickelungen oder als bequemer Heimschuh
- Weiches Frotteefutter mit antibakteriellen Silberionen
- Geformte Hinterkappe für sicheren Halt
- Klettverschlüsse für leichtes Anziehen und perfekte Anpassung
- Leichte, rutschhemmende PU-Sohle – extrabreit und dämpfend
- Ohne störende Zunge, verhindert Druckstellen
- Auch mit Schurwollfutter erhältlich (Modell 60926/60925/60928 Belfast, Genua Winter I+II)
- Für persönliche Einlagen oder Bettungen geeignet
- Pflegehinweis: Waschbar bei 30 Grad im Schonwaschgang



Art.-Nr.	Farbe	Größe
60920-60	Schwarz	36 - 48,50
60920-25	Marine	36 - 47
60920-03	Bordeaux	36 - 43
60920-61	Grau	36 - 47



VAROMED

Stretchschuh Zürich

Verbandschuhweite L - Flexibilität für empfindliche Füße

- Ideal bei Schmerzen, Entzündungen oder Fußdeformitäten (z. B. Hallux, Rheuma, Gicht)
- Weiches, atmungsaktives Stretchmaterial mit modischem Dekor – bequem zu Hause und unterwegs
- Klettverschluss mit Umlenköse für perfekte Anpassung bei wechselnder Schwellung
- Leichte, rutschhemmende PU-Sohle – extrabreit, gelenkschonend und dämpfend
- Stabiler Halt beim Gehen und Stehen
- Für persönliche Einlagen geeignet
- Pflegehinweis: Waschbar bei 30 Grad im Schonwaschgang



Art.-Nr.	Farbe	Größe
60811-60	Schwarz	36 - 47
60811-03	Bordeaux	36 - 43
60811-52	Mocca	36 - 47
60811-32	Sand	36 - 43



SENI

Seni Lady

Sicherer Schutz, Diskretion und Zuverlässigkeit - die Seni Lady Inkontinenzeinlagen sind eine sichere und diskrete Lösung bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche und ideal für aktive und mobile Frauen. Die Slim-Serie von Seni Lady zeichnet sich durch diskrete, extrem dünne und atmungsaktive Einlagen aus, die höchsten Tragekomfort bei maximaler Flexibilität bieten. Die weichen, anatomisch geformten Einlagen sind in 10 Größen erhältlich und garantieren ein angenehm trockenes Gefühl.

Artikel-Nr.	Beschreibung
SE-095-MC20-DE2	Seni Lady Slim Micro, 20 Stück
SE-095-MS20-DE1	Seni Lady Slim Micro Plus, 20 Stück
SE-095-MI20-DE1	Seni Lady Slim Mini, 20 Stück
SE-095-MP20-DE1	Seni Lady Slim Mini Plus, 20 Stück
SE-095-NO20-DE1	Seni Lady Slim Normal, 20 Stück
SE-095-EX15-DE1	Seni Lady Slim Extra, 15 Stück
SE-095-EP15-DE1	Seni Lady Extra Plus, 15 Stück
SE-095-SU15-DE1	Seni Lady Super, 15 Stück
SE-095-PL15-DE1	Seni Lady Plus, 15 Stück
SE-095-SN15-DE1	Seni Lady Super Night

SENI

Seni Man

Die neuen Seni Man Einlagen sind in 5 verschiedenen Saugstärken (Level) erhältlich und bieten zuverlässigen und effektiven Schutz bei gleichzeitiger Diskretion und höchstem Tragekomfort. Durch die verschiedenen Level-Stärken passen sich die Einlagen noch besser den jeweiligen Bedürfnissen an. Sie bieten höchsten Schutz durch anatomische Passgenauigkeit, unangenehme Gerüche werden reduziert und die Feuchtigkeit im Inneren des Saugkerns wird verteilt - für ein angenehmes Trockenheitsgefühl.



SENI

Seni Active Normal

Die elastischen Seni Active Normal Inkontinenzslips sind die perfekte Lösung für Personen mit mittlerer Blasenschwäche, die ein aktives Leben führen und Diskretion schätzen. Die atmungsaktiven Inkontinenzslips Seni Active Normal können wie herkömmliche Unterwäsche angezogen und getragen werden. Seni Active Normal Inkontinenzslips garantieren eine optimale Anpassung an den Körper dank des elastischen Bundes sowie eine hygienische und volumenoptimierte Entsorgung mittels des speziellen Klebestreifens auf der Rückseite. Auf der Außenseite des Produkts befindet sich ein Nässeindikator, der über den Wechselbedarf informiert.

Artikel-Nr.	Beschreibung
SE-096-SM10-N01	Seni Active Normal, Small, 10 Stück
SE-096-ME10-N01	Seni Active Normal, Medium, 10 Stück
SE-096-LA10-N01	Seni Active Normal, Large, 10 Stück
SE-096-XL10-N01	Seni Active Normal, Extra Large, 10 Stück





SENI

Seni Active Super

Die elastischen Inkontinenzpants Seni Active Super sind die perfekte Lösung für aktive Menschen, die Wert auf Komfort und Diskretion legen. Die Pants eignen sich ideal bei mittlerer bis starker Harninkontinenz. Sie sind elastisch und können wie normale Unterwäsche getragen werden. Sie eignen sich insbesondere für Menschen, die an Alzheimer oder anderen Formen von Demenz leiden und sich weigern, andere Arten von Inkontinenzprodukten zu tragen. Atmungsaktiv und trocken - dank seitlichem Auslaufschutz und Extra Dry System (EDS).

Artikel-Nr.	Beschreibung
SE-096-XS10-AS1	Seni Active Super, Extra Small, 10 Stück
SE-096-SM10-AS1	Seni Active Super, Small, 10 Stück
SE-096-ME10-AS1	Seni Active Super, Medium, 10 Stück
SE-096-LA10-AS1	Seni Active Super, Large, 10 Stück
SE-096-XL10-AS1	Seni Active Super, Extra Large, 10 Stück
SE-096-2X10-AS1	Seni Active Super, 2X-Large, 10 Stück



ESSITY

TENA Pants

Für mittlere Blasenschwäche

TENA Pants mit FeelDry Advanced™ Technologie - saugfähige und atmungsaktive Einweghose für mittlere Blasenschwäche.

Artikel-Nr.	Beschreibung
792591	TENA Pants Plus M, Hüfte 80 - 110 cm, 14 St.
792691	TENA Pants Plus L, Hüfte 100 - 135 cm, 14 St.
792791	TENA Pants Plus XL, Hüfte 120 - 160 cm, 12 St.

ESSITY

TENA Discreet Einlagen+

Für mittlere Blasenschwäche

Die TENA Discreet Einlagen+ sind die saugstärksten Einlagen im TENA Sortiment und dabei so diskret wie eine klassische Damenbinde. Die einzigartige InstaDRY™ Technologie saugt Flüssigkeit sofort von der Hautoberfläche weg, schließt sie sicher im Inneren der Einlage ein und sorgt so für bis zu 12 Stunden Trockenheit. TENA Lady Discreet Maxi Night Einlagen bieten maximale Absorptionskraft an den kritischen Stellen für die Nacht.



76 06 96	TENA Lady Discreet Extra, 20 Stück
76 16 62	TENA Lady Discreet Extra Plus, 16 Stück
76 09 79	TENA Lady Discreet Maxi, 12 Stück
76 09 21	TENA Lady Discreet Maxi Night, 12 Stück



ESSITY

TENA Men Active Fit Einlagen

Für leichten bis mittleren Harnverlust

TENA Inkontinenzeinlagen für Männer sind 100 % diskret und bieten sicheren Schutz bei Tröpfchenverlust bis hin zu größerem Harnverlust und Harndrang. Die Schalenform der Produkte ist perfekt an die männliche Anatomie angepasst und sorgt für einen besonders diskreten und bequemen Sitz in der Unterwäsche. Die Einlagen werden ganz einfach in herkömmlicher Unterwäsche getragen. Für ein unbeschwertes und aktives Leben.

Artikel-Nr.	Beschreibung
75 06 51	TENA Men Active Fit Level 1, 24 Stück
75 07 76	TENA Men Active Fit Level 2, 20 Stück
75 08 30	TENA Men Active Fit Level 3, 16 Stück

SENI CARE

Körperpflegeprodukte für anspruchsvolle Haut

Die professionellen Pflegeprodukte von Seni Care pflegen die Haut auf besonders sanfte Weise mit ausgewählten Inhaltsstoffen. Seni Care Produkte versorgen die Haut mit Nährstoffen und lindern eventuelle Reizungen. Außerdem beinhalten sie geruchsneutralisierende Substanzen natürlichen Ursprungs.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
SE-231-T100-26D	Pflegende Handcreme mit 3 % Urea, vegan, 100 ml	5,15
SE-231-T100-2D7	Pflegende Fußcreme mit 7 % Urea, vegan, 100 ml	5,85
SE-231-T100-25D	Crema für trockene und raue Haut mit 10 % Urea, parfümfrei, 100 ml	6,05
SE-231-T200-21D	Pflegebalsam für trockene Haut, vegan, 200 ml	5,95
SE-231-B500-D23	Körperemulsion für trockene Haut mit 4 % Urea, vegan, 500 ml	10,95
SE-231-B500-D14	Cremedusche mit 3 % Urea, vegan, 500 ml	8,95
SE-231-B500-D15	Feuchtigkeitsspendendes Shampoo mit 3 % Urea, 500 ml	7,15
SE-231-B500-D11	Rückfettende Waschlotion, vegan, 500 ml	6,15
SE-231-B050-D28	Reichhaltige Gesichtspflege, parfümfrei, 50 ml, vegan	9,25
SE-231-S420-D17	Fußbadesalz, 420 g, vegan	9,85







Unser Service

Individuelle Beratung

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Unser Sanitätshaus ist eine zentrale Anlaufstelle für Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder nach einer Verletzung kompetente Beratung und passende Hilfsmittel benötigen. Unser geschultes Fachpersonal nimmt sich Zeit für eine persönliche und individuelle Beratung, um gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Lösung zu finden. In ruhigen, diskreten Beratungsräumen sorgen wir für eine sorgfältige Anpassung Ihrer Versorgung – auf Wunsch selbstverständlich auch bequem bei Ihnen zu Hause. Unser Team besteht aus fachlich und handwerklich hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, die Sie zuverlässig und umfassend beraten. Mit Erfahrung, Einfühlungsvermögen und fachlicher Kompetenz schaffen wir Lösungen, die Sicherheit geben, den Alltag erleichtern und neue Lebensqualität ermöglichen.

Lieferung und Einweisung

Damit Sie Ihre Hilfsmittel von Anfang an optimal nutzen können, kümmern wir uns um eine zuverlässige Lieferung und eine verständliche Produkt-Einweisung. Auf Wunsch bringen wir Ihr Hilfsmittel direkt zu Ihnen nach Hause, übernehmen den fachgerechten Aufbau und erklären Schritt für Schritt die sichere Anwendung. Bei Mobilitätshilfen wie einem Rollator zeigen wir Ihnen z. B. die wichtigsten Funktionen und Einstellungen, damit Sie sich im Alltag bestmöglich unterstützt, selbstständig und sicher bewegen können.

Reparatur und Werkstattservice

Unsere Werkstatt sorgt dafür, dass Ihre Hilfsmittel dauerhaft zuverlässig funktionieren. Erfahrene Servicetechniker kümmern sich um Wartungen, Anpassungen und notwendige Reparaturen. Sollte ein persönlicher Besuch nicht möglich sein, bieten wir auch einen Hol- und Bringservice an. Defekte Hilfsmittel werden dann abgeholt, fachgerecht instand gesetzt und anschließend wieder zurückgebracht – für eine zuverlässige Versorgung im Alltag.



SANITÄTSHAUS

AKTUELL MAGAZIN



DEUTSCHLANDS BELIEBTESTES SANITÄTSHAUSMEDIUM

Informativ. Meinungsstark. Vielfältig.

Seit 2015 erscheint das **SANITÄTSHAUS AKTUELL** MAGAZIN viermal im Jahr deutschlandweit – und hat sich längst zum beliebten Meinungsmedium der Branche rund um Gesundheit und Lebensqualität, entwickelt. Inzwischen wurden bereits über 2,5 Millionen Exemplare über die Ladentheken der Sanitätshäuser mit dem Lächeln ausgegeben.

Jede Ausgabe greift spannende Fragen aus dem Alltag auf: Wofür ist eine Wohnumfeldberatung sinnvoll? Warum wird über Inkontinenz so selten gesprochen? Wie wirken Kompressionsversorgungen? Was zeichnet einen Leichtgewichtsrollstuhl aus? Und worin unterscheiden sich Orthese und Bandage? Verständlich aufbereitet, praxisnah erklärt und immer mit Blick auf den Nutzen für den Alltag.

Darüber hinaus wirft das Magazin einen Blick hinter die Kulissen der vielfältigen Arbeit der Expertinnen und Experten in den Sanitätshäusern und beleuchtet Themen wie Prävention, Mobilität, Fitness, Ernährung und Wohlbefinden. Interviews, Reportagen und hilfreiche Alltagstipps sorgen für abwechslungsreiche Einblicke und neue Impulse für ein aktives Leben.

Abgerundet wird jede Ausgabe durch unterhaltsame Extras: eine Kinderseite, Kultur- und Lesetipps, Kreuzworträtsel, Sudokus sowie attraktive Gewinnspiele mit tollen Preisen – von Büchern und Filmen bis hin zu hochwertigen Freizeitprodukten.

Die neue Ausgabe liegt viermal im Jahr kostenlos für alle Leserinnen und Leser bereit: jeweils ab dem 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November – deutschlandweit in den Sanitätshäusern mit dem Lächeln.

Uns gibt's nicht nur in Papierform,
sondern zusätzlich auch auf vier digitalen
SAM-Kanälen. Ein Besuch lohnt sich:

[f facebook.com/sanitaetshausaktuell](https://facebook.com/sanitaetshausaktuell)

[📷 instagram.com/sanitaetshausaktuellmagazin](https://instagram.com/sanitaetshausaktuellmagazin)

[X x.com/s_aktuell](https://x.com/s_aktuell)

[illegible]



Unser Lächeln hilft



**Bei uns ist Ihr Vertrauen
in den richtigen Händen!**